

Suturtejp Eurosuture steril



Ingående delar/material

Ytterlager:

polyester, polyamid

Färg

Vit

Häftmassa:

polyakrylat

Förpackningar

Innerförpackning IFP
Avdelningsförpackning AFP
Transportförpackning TFP

Material

kuvert: medicinskt papper/PE
papp
kartong TFC

Avfallshantering*

förbränning/mjukplast
kartong
kartong

*Använt innehåll sorteras som kontaminerat avfall enligt lokala rutiner.

Art.nr.	Storlek mm	Strip/ kuvert	Strip/ AFP	Kuvert/ AFP	Strip/ TFP	Kuvert/ TFP	MBA
717410	3 x 75	5	50 x 5 = 250	50	30 x 250 = 7500	1500	TFP
717420	6 x 38	6	50 x 6 = 300	50	30 x 300 = 9000	1500	TFP
717430	6 x 75	3	50 x 3 = 150	50	30 x 150 = 4500	1500	TFP
717440	6 x 100	10	50 x 10 = 500	50	27 x 500 = 13500	1350	TFP
717450	13 x 100	6	50 x 6 = 300	50	27 x 300 = 8100	1350	TFP
717455	13 x 50	3	50 x 3 = 150	50	30 x 150 = 4500	1500	TFP
717460	25 x 100	4	50 x 4 = 200	50	27 x 200 = 5400	1350	TFP

MBA = minsta beställningsbara enhet

Indikation

Sårförslutning. Eurosuture är självhäftande sterila remsor för hudsuturering, anpassningsbara, gjorda av förstärkt non-woven väv. De kan användas som ersättning för traditionella suturer på alla linjära sår. Eurosuture har en låg belastning på huden och minskar därmed risken för infektion, eliminerar oestetiska tecknen på suturpunkter och minimera ärrbildning. Remsans rundade kanter gör att Eurosuture inte rullar eller bildar rynkor som riskerar att remsorna lossnar från sårkanterna i förtid. Remsorna är placerade på ett stödpaper för att underlätta applicering. Inga kända kontraindikationer.

Varningar

Skulle intolerans mot produkten uppstå, avlägsna plåstret och rengör sårområdet.

Bruksanvisning





Produkten är avsedd att användas av utbildad sjukvårdspersonal.



1. Rengör såret
2. Öppna förpackningen
3. Ta bort skyddsfilm
4. Fixera stripsen från sårets mittpunkt
5. Lägg till ytterligare strips vid större sår vid var 3 mm
6. Lägg till ytterligare strips parallellt med sårkanten

Lagring och hållbarhetstid

Förvaras på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla.

Produkten är hållbar 5 år från tillverkningsdatum.

	Produkt steriliserad i EO enl. ISO 11135-1:2008
	Denna produkt är avsedd för engångsbruk. Återanvändning kan innebära risk för bristande prestanda hos produkten
	CE-märkt enl. MDD 93/42/ECC klass IIa ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' Notified Body n. 0373 Viale Regina Elena n.299, 00161 ROMA
	Använd inte produkten om förpackningen är skadad. Innehållet är sterilt om förpackningen är oskadad.

	Förpackningsmaterial är delvis återvinningsbart
	Produkten innehåller inte naturlatex

Övrigt

Tillverkaren svarar själv eller genom annan ekonomisk aktör för anmälan av incidenter till berörd myndighet.

AST Medical AB är certifierad enligt



och ansluten till



Manufacturer:

Eurofarm S.p.A.
Zona Industriale Piano Tavola
95032 Belpasso (CT)
Italy
www.eurofarm-spa.com

Distributor:

AST Medical AB
Backa Bergögata 5
422 46 Hisings Backa
Sweden
www.astmedical.se