

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

ENLIGT 91/155/EEG OCH ISO 9001:2015

Draftad den: 1 feb 2010

Reviderad: 15 dec 2025

AVSNITT I - IDENTIFIERING AV MATERIALET OCH LEVERANTÖREN

1.1 Produktbeteckning

Produktnamn	Rengöringssevett (Alcohol Seesaw) (Alkohol beredningsdyna)
Artikelnummer	AP001 (TM1605)

1.2 Relevanta identifierade användningar för ämnet eller blandningen.

Används för att desinficera icke-invasiva medicintekniska produkter.

1.3 Uppgifter om leverantören

Tillverkarens företagsnamn	BAOYING COUNTY FUKANG MEDICINSK APPARAT CO., LTD
Adress	Guangyang Road, Huangcheng City Industrial Area, Baoying County, Jiangsu, Kina(225800)
Importör:	AST Medical AB, Marieholmsgatan 10B, 415 02 Göteborg, Tel: 031-309 99 39, www.astmedical.se
Telefonnummer för nödsituationer SE:	Giftinformationscentralen, nödnummer 112. Giftinformationscentralen (Sverige) för icke-akuta ändamål: Tel. 010-456 67 00; www.giftinformationscentralen.se

AVSNITT II - IDENTIFIERING AV RISKKÄLLOR

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Flam. Liq. 2; H225 (H225)	Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Ögonirritation. 2; H319 (H319)	Orsakar allvarlig ögonirritation.
STÖD SE 3; H336 (H336)	Kan orsaka dåsighet eller yrsel.

2.2 Märkning objekt

Model Work, Health and Safety Regulations Part 7.1 sub-regulation 335(5) undantar denna terapeutiska vara (enligt Therapeutic Goods Act 1989) från GHS-märkningskraven. Det är i en form och förpackning som är avsedd för förtäring eller administrering till en patient eller konsument, eller avsedd att användas för terapeutiska ändamål.

Piktogram:



Piktogram som endast används som referens

Signalord:

Fara

Säkerhetsangivelser:

H225 Lättantändliga vätskor och ångor.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H336 Kan göra att du blir dåsig och omtöcknad.

Försiktighetsåtgärder:

Förebyggande:

P210 Får inte utsättas för värme / gnistor / öppen låga / heta ytor - Rökning förbjuden.

P261 Undvik att andas in damm/ångor/gaser/dimma/ångor/sprayer.

P264 Tvätta noggrant efter hantering.

P271 Använd endast utomhus eller i ett välventilerat utrymme.

Åtgärder:

P304+312 VID INANDNING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare om du mår dåligt. P305+351+338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort kontaktlinser om de finns och är lätta att göra – fortsatt skölja. P337+313 Om ögonirritationen kvarstår: Sök läkarvård.

P340 Flytta patienten till frisk luft och håll honom eller henne stilla i en ställning som är bekväm att andas. P370+378 I händelse av brand: Använd de släckmedel som anges i kapitel 5 i säkerhetsdatabladet för släckning.

Lagring:

P403+233 Förvaras på en väl ventilerad plats. Håll sval.

Avfallshantering:

P501 Kassera innehållet/behållaren i enlighet med lokala/nationella bestämmelser.

AVSNITT III. – SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM

Enkel eller blandad komponent: Blandad komponent (komponent förpackad i en innerförpackning, som dessutom är förpackad i en ytterkartong)

Substans

CAS-nr.

Blandning komponent:

Isopropylalkohol

67-63-0

Vatten

7732-18-5

70 % isopropylalkohol / 30 % vatten (v/v)

0,35-0,4 ml / st, liten mängd

Övriga ingredienser---En patenterad blandning av konserveringsmedel i form av en vattenlösning av alkohol, som impregneras på ett polypropenbaserat fibertyg.

AVSNITT IV — ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

I allmänhet	I alla fall av tvivel, eller när symtomen kvarstår, sök läkarvård. Ge aldrig något genom munnen på en medvetslös person.
Inandning	Flytta till frisk luft, håll patienten varm och stilla. Uppsök läkare om effekterna kvarstår.
Ögon	Skölj rikligt med rent vatten i minst 15 minuter och håll ögonlocken isär. Sök läkarvård om symtomen kvarstår.
Hud	Ingen första hjälpen ska behövas.
Intag	Framkalla inte kräkningar. Skölj munnen med vatten. Kontakta giftinformationscentralen eller en läkare omedelbart för instruktioner.

4.2 De viktigaste symtomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Akuta effekter	Inandning: Exponering för höga koncentrationer av luft kan orsaka mild irritation i näsa och hals. Dåsighet, huvudvärk och mild anestesi kan uppstå vid inandning. Öga: Exponering för höga koncentrationer av luft kan orsaka mild ögonirritation. Förtäring: Förtäring kan orsaka mag- och tarmsmärtor, kramper, dåsighet, illamående och kräkningar.
----------------	---

AVSNITT V – BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

Lämpliga släckmedel är vattenspray, skum, koldioxid och torrt pulver.

Standardskyddsutrustning måste användas av brandmän.

I händelse av en stor brand kan giftiga gaser som innehåller koldioxider bildas, vilket gör det nödvändigt att använda en oberoende andningsapparat.

Procedurer för brandsläckning:

I händelse av brand, använd heltäckande skyddskläder och ett NIOSH-godkänt fristående andningsskydd med ett heltäckande stycke som används i tryckbehov eller annat övertrycksläge. Bekämpa eld från maximalt avstånd. Evakuera området. Släck en brand från lovartsidan. Förhindra inandning av producerad gas.

Specifika faror:

När det är involverat i en brand kan detta material brytas ner och producera irriterande rök och gas.

AVSNITT VI—ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Personliga försiktighetsåtgärder:

Använd lämplig personlig skyddsutrustning enligt avsnitt VIII. Undvik direktkontakt med huden.

Miljömässiga försiktighetsåtgärder:

Detta material kan vara ofarligt vid normal användning och kan kasseras i enlighet med tillämpliga statliga bestämmelser och kasseras i enlighet med kraven i miljöskyddsavsnittet.

Metoder för rensning:

Sopa bort allt utspillt material. Kassera i enlighet med gällande bestämmelser.

AVSNITT VII – HANTERING OCH LAGRING**Försiktighetsåtgärder vid hantering:**

Använd inte denna produkt på en plats nära låga och under hög temperatur.

Försiktighetsåtgärder vid förvaring:

Förvara produkten på en sval plats borta från exponering för solljus. Förvara inte produkten på en plats där det kommer att vara hög temperatur. Skada inte ytterpåsen.

AVSNITT VIII – BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT**8.1 Parametrar för kontroll****Exponering**

CAS-nr.	Ingrediens	Källa	Värde
67-63-0	Isopropylalkohol	NOHSC/	TWA 400 ppm (983 mg/m ³)STEL 500 ppm
		Hälsa och säkerhet (HSE)	TWA 400 ppm (980 mg/m ³)STEL 500 ppm
		OSHA	TWA: 200 sid/min STEL: 400 sid/min Reviderad 2003,
		ACGIH (på engelska)	TWA 400 ppm (980 mg/m ³) ST 500 ppm (1225 mg/m ³)

Cancerframkallande data

CAS-nr.	Ingrediens	Källa	Värde
67-63-0	Isopropylalkohol	OSHA	Välj cancerframkallande: Nej
		NTP	Känt: Nej; Misstänkt: Nej
		IARC (på engelska)	Grupp 1: Nej; Grupp 2a: Nej. Grupp 2b: Nej. Grupp 3: Ja; Grupp 4: Nej;

8.2 Kontroller av exponeringen

Andningssystem	Inget krävs för normal användning.
Ögon	Inget krävs för normal användning.
Hud	Inget krävs för normal användning.
Tekniska kontroller	Se till att ventilationen är tillräcklig. Där så är praktiskt möjligt bör detta uppnås genom användning av lokal frånluftsventilation och god allmän ventilation. Om dessa inte är tillräckliga för att hålla koncentrationerna av partiklar och ångor under yrkeshygieniska gränsvärden måste lämpliga andningsskydd användas.
Andningssystem	Använd goda rutiner för personlig hygien. Tvätta händerna innan du äter, dricker, röker eller går på toaletten. Ta omedelbart av smutsiga kläder och tvätta noggrant innan de används igen. Om många våtservetter ska användas kontinuerligt kan det vara lämpligt att bära lösningsmedelsresistenta handskar (t.ex. butyl, nitrilgummi, neopren eller för korta exponeringar, PVC) och ögonskydd.

AVSNITT IX — FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Fysisk kondition

Utseende: Vit fiberduk impregnerat med en färglös vätska. **Lukt:** Essentiell

Kokpunkt: 85 °C

Brandfarlighet: n/a

Explosiva egenskaper: N/A

Oxiderande egenskaper: n/a

pH i impregneringsvätskan: n/a

Flampunkt för impregneringsvätska: Ingen antändning vid 140 °C

Löslighet: helt blandbar med vatten

Självantändning: Gäller inte självantändningsämnen som anges i FN:s rekommendationer

Självpupphettning: Gäller inte ämnen vid spontan antändning som specificeras i FN:s rekommendationer

Innerpåse:

Utseende: Mens eller färgat ark

Smältpunkt: Polyeten: 115 °C eller högre

Nettovikt: Polyeten: 0,91 till 0,94

Vattenlöslighet: Olöslig

Polypropen: 125 ° C eller högre

Polypropen: 0,89

AVSNITT X – STABILITET OCH REAKTIVITET

Produkten är stabil under normala förhållanden, men undvik användning i närheten av möjliga antändningskällor.

Stabilitet: Stabil i omgivningsförhållanden.

Förhållanden att undvika: Förbud användning under omständigheter med hög syrekonzentration.

Farliga nedbrytningsprodukter: Inga

Innerpåse:

Flampunkt: Polyeten: 450 °C eller högre Polypropen: 400 ° C eller högre

Vattenreaktivitet: Ingen

Oxidation: Ingen Självreaktivitet/explosivt: Ingen Stabilitet/reaktivitet: Stabil och icke-reaktiv under omgivningsförhållanden

Ytterpåse:

Inflammationspunkt: 340 till 400C

Flampunkt: 400 till 500C

Vattenreaktivitet: Ingen

Oxidation: Ingen Självreaktivitet/explosivt: Ingen Stabilitet/reaktivitet: Stabil och icke-reaktiv vid lagring och hantering i omgivningstemperatur

Blandning komponent:

Akut toxicitet: Ingen känd förekomst av oral/dermal toxicitet

Inre/yttre påse:

Frätande hud: Ingen

Irritation: Fysisk irritation i ögonen.

Sensibilisering: Ingen

Akut toxicitet: Ingen känd förekomst av oral toxicitet

Cancerframkallande: Polyeten/polypropen kan inte klassificeras som cancerframkallande för människor enligt IARC-kategorin.

AVSNITT XII. – EKOLOGISK INFORMATION

Toxicitet i miljön:

På grundval av tillgänglig information förväntas denna produkt inte ge några betydande negativa effekter på miljön när de rekommenderade bruksanvisningarna följs.

Komponenter i blandningen:

Rörlighet: Ingen känd frekvens

Persistens/nedbrytbarhet: Ingen känd

Bioackumulerande potential: Ingen känd

Inre/yttre påsar:

Nedbrytbarhet: Ej nedbrytbar under lång tid

AVSNITT XIII ATT TÄNKA PÅ VID AVFALLSHANTERING

Metoder för avfallshantering:

Använda eller oanvända produkter ska kasseras i enlighet med federala, statliga eller lokala lagar och förordningar.

Varningar för tom behållare:

Tomma behållare kan innehålla produktrester, följ säkerhetsdatabladet och märkningsvarningarna även efter att de har tömts.

AVSNITT XIV TRANSPORTINFORMATION

Klassificering från USA:s transportdepartement:

Produkten är inte ett DOT-kontrollerat material (USA).

Klassificering av International Air Transportation Association:

Denna produkt är inte klassificerad som ett farligt material för transport enligt IATA-reglerna.

Internationella sjöfartsorganisationen – IMDG:

Denna produkt är inte klassificerad som ett farligt material för transport enligt MIGG-reglerna.

FN-, IMO-, ADR/RID- och ICA-kod:

Denna produkt är inte klassificerad som ett farligt material för transport enligt dessa koder.

Särskilda försiktighetsåtgärder för transport: Undvik vätning och överdriven hantering. Se till att undvika fall, fall och skador och förhindra att lasten kollapsar under transporten.

AVSNITT XV – GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

EG-märkning: N/A

Innehåll: N/A

Annan reglering: N/A

För detaljerade regler bör du kontakta relevant myndighet i ditt land.

DEL XVI – ÖVRIG INFORMATION

Informationen och rekommendationerna i detta dokument är baserade på data som antas vara korrekta och i enlighet med kraven i arbetsmiljöföreskrifterna. Emellertid ges ingen garanti eller garanti av något slag, uttrycklig eller underförstådd, med avseende på informationen häri. Denna information tillhandahålls specifikt för att hjälpa användare av produkten att göra sin bedömning av hälsorisker. Att tillhandahålla denna information hindrar inte användare från att söka råd från andra källor. Det är användarens ansvar att se till att produkten är lämplig för dess avsedda användning. Kunder/användare av denna produkt måste följa alla tillämpliga hälso- och säkerhetslagar, förordningar och beställningar. Informationen är avsedd att täcka potentiella faror på arbetsplatsen och beskriver inte medicinsk användning, indikationer, kontraindikationer och försiktighetsåtgärder för behandling av patienten.