

Celltork/Spartork

Latexfri

Storlek: 5 x 5 cm
Material: 100% cellulosa
Gramvikt: 28 g/m²



Indikationer: Rengöring och desinfektion av intakt hud tillsammans med alkohol samt efter injektion för att stoppa ev blodflöde m fl användningsområden.

Färg: Vit, utan optiskt blekmedel

Engångsprodukt

CE-märkning: Klass 1 enl MDD

Tillverkning: Kina

Certifiering: ISO 9001:2008 & ISO 13485:2012

Lagring: 5 år från tillverkningsdatum, på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla

Art nr	Storlek	Antal lager	Avd fp st	Trp fp st
6060001	5 x 5 cm Utvikt: 2st 10x16cm	12	300	40 x 300 = 12000