

UNDERSÖKNINGSHANDSKE, NITRILE POLAR

Nitril undersöknings- och skyddshandske för engångsbruk, vit

Produktbeskrivning:

Elastisk undersökningshandske som formar sig efter handen vid användning och ger god känslighet.

Kan användas för en mängd olika uppgifter som rengöring, vård, livsmedelshantering etc.

Innehåller inga latexproteiner och är därför säkra att använda vid latexallergi.



REF	BESKRIVNING	LÄNGD	FÖRPACKNINGSENTAL (dispenser/kartong)
NPF5001	Undersökningshandske, Nitrile POLAR, vit, XS	240 mm	100/1000
NPF5002	Undersökningshandske, Nitrile POLAR, vit, S	240 mm	100/1000
NPF5003	Undersökningshandske, Nitrile POLAR, vit, M	240 mm	100/1000
NPF5004	Undersökningshandske, Nitrile POLAR, vit, L	240 mm	100/1000
NPF5005	Undersökningshandske, Nitrile POLAR, vit, XL	240 mm	100/1000

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:



Avancerad vård



Medicinskt laboratoriearbete



Läkemedels-hantering



Bra skydd mot smitta



Tandvård



Städning och ytdesinfektion

TEKNISK INFORMATION

Kvalitetskrav & tester enligt:	EN 455-1:2020+A1:2022	EN ISO 374-1:2016+A1:2018	EN 420
	EN 455-2:2015	EN ISO 374-4:2019	EN ISO 21420: 2020
	EN 455-3:2015	EN ISO 374-5:2016	ISO 15223-1
	EN 16523-1:2015+A1:2018	EN ISO 21420: 2020	ISO 13485

Hålförkomst:
EN 455-1

AQL 1.5

Dragstyrka vid brott (N): ≥ 6.0 innan åldring
EN 455-2 ≥ 6.0 efter åldring

Krav och provningsmetoder för biologisk utvärdering:
EN 455-3

Puderfri handske:
Mängden av puderrester < 2 mg/handske

I enlighet med legala krav för:

Class I (MDR) - Medical Device Regulation (EU) 2017/745 & Category III – Personal Protective Equipment (Regulation (EU) 2016/425

Hantering av livsmedel:

Declaration of conformity for food contact in accordance with Regulation (EC) No 1935/2004 and with Commission Regulation (EU) No 10/2011 and Overall Migration Test in accordance with Commission Regulation (EU) No 10/2011

Tjocklek:

0,06 +/- 0,02 mm

Hållbarhetstid:
EN 455-4

5 år

Varningar & rekommendationer:

Produkten är avsedd för engångsbruk. Vid återanvändning kan produktens egenskaper försämrats och utgöra en patientrisk.

Rekommenderad förvaring i rent, torrt utrymme i rumstemperatur. Produkterna ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon.

Kassera i enlighet med lokala bestämmelser.



Tillverkare:
Shijiazhuang Hongray Group Co., Ltd
South Tongda Rd., East Distr.
Jinzhou 052260 Hebei
Kina

Importör:
AST Medical AB
Backa Bergögata 5
422 46 Hisings Backa
Sverige

EC-REP:
Caretechion GmbH
Niederrheinstr. 71
40474 Düsseldorf
Tyskland