


Tandborste engångs utan tandkräm



Ingående delar/material

Färg

Skافت: PS, polystyren
Längd: 154mm
Bredd: 11mm

Lila

Borst: PP, polypropylen

Transparent

Förpackningar

Innerförpackning IFP
Avdelningsförpackning AFP
Transportförpackning TFP

Material

PE-påse
ask
kartong

Avfallshantering*

mjukplast
papper
kartong

*Använt innehåll sorteras som kontaminerat avfall enligt lokala rutiner.

Art.nr.	IFP	AFP	TFP	MBA
1505	1	1 x 100 = 100	10 x 100 = 1000	TFP

MBA = minsta beställningsbara enhet

Indikation

- Engångs tandborste för rengöring av tänder.




Bruksanvisning

1. Öppna innerförpackningen.
2. Ta ut tandborsten.
3. Borsta tänderna.
4. Kassera efter användning i enlighet med instruktioner under avfallshantering.

Lagring och hållbarhetstid

Förvaras på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla.

Produkten är hållbar 5 år från tillverkningsdatum.

	Denna produkt är avsedd för engångsbruk. Återanvändning kan innebära risk för bristande prestanda hos produkten
SYMBOLER ENL. SS-EN ISO 15223-1:2016	
	Förpackningsmaterial är delvis återvinningsbart
	Produkten innehåller inte naturlatex

Övrigt

Tillverkaren svarar själv eller genom annan ekonomisk aktör för anmälan av incidenter till berörd myndighet. Tillverkning sker i Kina.

AST Medical AB är certifierad enligt



och ansluten till



Manufacturer:

Ningbo Transo-Medical Co., Ltd.
Room 1608, No.18 Diamond Commercial plaza
No.409 jiang'an Road, Jiangbei District
Ningbo City, Zhejiang Province, P.R
China

Importer:

AST Medical AB
Backa Bergö gata 5
422 46 Hisings Backa
Sweden
www.astmedical.se