

## Applikator 15 cm utan bomull



### Ingående delar/material

**Skaft:** Trä, vit björk

**Storlek:** Längd: 15 cm  
Tjocklek: 2 mm

**Sterilisering:** Produkten kan steriliseras i ångautoklav vid 121°C i 15 minuter eller vid 135°C i 3 minuter enligt standard SS-EN-285. Alternativ steriltid validerad vid 121°C i 20 minuter eller vid 135°C i 7 minuter. Kan även steriliseras i Sterrad (lågtemperatur).

Förpackningar	Material	Avfallshantering*
5128111		
Avdelningsförpackning AFP	ask med lock	kartong
Transportförpackning TFP	kartong	kartong
5128112		
Avdelningsförpackning AFP	återförslutningsbar påse (PE)	mjukplast
Transportförpackning TFP	kartong	kartong

\*Använt innehåll sorteras som kontaminerat avfall enligt lokala rutiner.

Art.nr.	Längd	St/AFP	St/TFP	MBA
5128111	15 cm	1000	36 x 1000 = 36 000	TFP
5128112	15 cm	200	100 x 200 = 20 000	TFP

MBA = minsta beställningsbara enhet

### Indikation

Enklare provtagning.

### Bruksanvisning

Produkten är avsedd att användas av utbildad sjukvårdspersonal.

5128111

1. Öppna asken. Ta ut en produkt och lägg därefter på locket.
2. Använd produkt kasseras enligt instruktionen under avfallshantering.




5128812

1. Öppna påsen genom att sära på zip-förlutningen. Ta ut en produkt och förslut därefter påsen.
2. Använd produkt kasseras enligt instruktionen under avfallshantering.



### Lagring och hållbarhetstid

Förvaras på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla.

Produkten är hållbar 5 år från tillverkningsdatum.

	Medicinteknisk produkt
	CE-märkt enl. MDR (EU) 2017/745 klass I
	Denna produkt är avsedd för engångsbruk. Återanvändning kan innebära risk för bristande prestanda hos produkten

SYMBOLER ENL. SS-EN ISO 15223-1:2016

	Förpackningsmaterial är delvis återvinningsbart
	Produkten innehåller inte naturlatex

### Övrigt

Tillverkaren svarar själv eller genom annan ekonomisk aktör för anmälan av incidenter till berörd myndighet.

AST Medical AB är certifierad enligt



och ansluten till



#### Manufacturer:

Shaoxing Yibon Medical Co., Ltd  
Paojiang Industrial Zone  
Shaoxing, Zhejiang  
China

#### Importer:

AST Medical AB  
Backa Bergögata 5  
422 46 Hisings Backa  
Sweden  
[www.astmedical.se](http://www.astmedical.se)

#### EC-REP:

Obelis S.A.  
Bd. Général Wahis 53  
1030 Brussels  
Belgium