

SteriCLIN® BMS 1200 Batch Monitoring System



Användningsområde:

Lastkontroll (batch) av steriliserat gods vid sterilisering i ångautoklav.

PCD (process challenge device) simulerar sterilisering av ihåliga instrument. En så kallad "helix" finns inuti aluminiumkapseln och i dess ände placeras skruvkorken som är hållare för den kemiska indikatorn.

Indikatorns färgskiftning:

Indikatorn skiftar från blå till rosa

PRODUKTFAKTA

Material: PCD tillverkad i aluminium. Skruvkork av plast.

Standard: BMS 1200 uppfyller kraven i DIN EN 868-5, 5.3 - 5.3.3.2

Indikatorstrip:

Klass 2 ISO 11140

Uppfyller kraven i (EG) Nr 1907/2006

Direktivet 2011/65/EU Art. 4 och Annex II

Direktivet 94/62/EC

Tillverkningsland: Tyskland

Hållbarhetstid: Kapseln kan användas obegränsat. Indikatorstrip 2 år från tillverkningsdatum

Förpackning:

Indikatorstrip förvaras i en burk med skruvlock.

Avfallshantering: PCD-kapseln sorteras som metallsrot.

Art nr	Storlek	lfp st	Tfp fp st
3FSKS630106	Startkit med 1 PCD, 2 hållare och 250 st indikatorstrip	1	1
3FSKS630107	Startkit med 1 PCD, 2 hållare och 50 st indikatorstrip	1	1
3FSKS630102	250 indikatorstrip inkl. 1 hållare	250	250
3FSKS630103	50 indikatorstrip inkl. 1 hållare	50	50

Manufacturer:

Vereinigte Papierwarenfabriken GmbH
Industriestrasse 6
D-91555 Feuchtwangen
Germany
www.stericlin.de

Distributor:

AST Medical AB
Backa Bergögata 5
422 46 Hisings Backa
Sweden
www.astmedical.se