

Elastisk binda
Best Cotton



Ingående delar/material

Material: 100% bomull

Vikt

ca 120 g/m²

Färg

Oblekt

Längd

osträckt: ca 2,1 m

utsträckt: ca 4,2 m

Elasticitet: ca 100%

Sterilisering: Kan steriliseras i EO och ånga 135°C.

Förpackningar

Avdelningsförpackning AFP

Transportförpackning TFP

Material

ask med lock

kartong

Avfallshantering*

kartong

kartong

*Använt innehåll sorteras som kontaminerat avfall enligt lokala rutiner.

Art.nr.	Storlek	St/AFP	St/TFP	MBA
3210050	4 cm x 4 m	10	40 x 10 = 400	TFP
3210051	6 cm x 4 m	10	32 x 10 = 320	TFP
3210052	8 cm x 4 m	10	24 x 10 = 240	TFP
3210053	10 cm x 4 m	10	20 x 10 = 200	TFP
3210054	12 cm x 4 m	10	16 x 10 = 160	TFP
3210055	15 cm x 4 m	10	12 x 10 = 120	TFP

MBA = minsta beställningsbara enhet

Indikation

Flergångsbinda för fixering, stöd och avlastning

Bruksanvisning

Produkten är avsedd att användas av utbildad sjukvårdspersonal.

1. Öppna genom att lyfta avdelningsförpackningens lock och ta ur en binda.
2. Fixera med önskad teknik.

Tvättråd



Lagring och hållbarhetstid

Förvaras på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla.

Produkten är hållbar 5 år från tillverkningsdatum.

	CE-märkt enl. MDR 2017/745 klass I
	Använd inte produkten om förpackningen är skadad.

SYMBOLER ENL. SS-EN ISO 15223-1:2016

	Förpackningsmaterial är delvis återvinningsbart
	Produkten innehåller inte naturlatex

Övrigt

Tillverkaren svarar själv eller genom annan ekonomisk aktör för anmälan av incidenter till berörd myndighet.

AST Medical AB är certifierad enligt



och ansluten till



Manufacturer:

Shaoxing Yibon Medical Co., Ltd
Paojiang Industrial Zone
Shaoxing, Zhejiang
China

Importer:

AST Medical AB
Backa Bergögata 5
422 46 Hisings Backa
Sweden
www.astmedical.se

EC-REP:

Obelis S.A.
Bd. Général Wahis 53
1030 Brussels
Belgium