

SteriCLIN® Bowie & Dick Helix Test



- För processkontroll av ångautoklav
- Fri från tungmetaller

Användningsområde:

För processkontroll av ångautoklav.

I aluminiumbehållaren finns integrerat en helix i plast som simulerar ihåliga instrument.

Processindikatorernas färgskiftning:

Ljusblå till rosa

Vid exponering i mättad ånga 3-3,5 min 134°C

| Art nr | Inner fp set | Tfp fp set |
|-------------|--------------|------------|
| 3FSKS613102 | 1 | 1 |

Innehåll: Aluminiumbehållare (PCD), 250 st testremсор, 2 kapslar för placering av indikatorremsa och ett par handskar. (se bild)

PRODUKTFAKTA

Material:

Aluminiumbehållare, plastkapslar, indikatorremсор av medicinskt papper i zip-påse.

Processindikator: enligt ISO 11140-4

Tillverkningsland: Tyskland

Hållbarhetstid: 250 cykler

Förvaringsinstruktioner:

Förvaras på torr plats, ska skyddas från direkt solljus. Temp. 15-25°C
Luftfuktighet 35-50% RH
Ej i närheten av kemikalier eller rengöringsmedel.

Förpackningar:

Inner fp: Varje testförpackning är individuellt förpackad i ask.

Tfp: Kartong av TFC material.

Avfallshantering: Sorteras som metall.

Manufacturer:

Vereinigte Papierwarenfabriken GmbH
Industriestrasse 6
D-91555 Feuchtwangen
Germany
www.stericlin.de

Distributor:

AST Medical AB
Backa Bergögata 5
422 46 Hisings Backa
Sweden
www.astmedical.se