

Uppdaterat 2022-11-03

## SteriCLIN® Bowie-Dick autoklavtest



- För processkontroll av ångautoklav
- Fri från tungmetaller
- Engångsartikel

### Användningsområde:

För processkontroll av ångautoklaver

Processindikatorns färgskiftning:

Ljusblå till rosa

Vid exponering i mättad ånga 3-3,5 min 134°C

Art nr	Storlek cm	IFP st	TFP st
3FSKS611102	7,5 x 10	1	40

### Manufacturer:

Vereinigte Papierwarenfabriken GmbH  
Industriestrasse 6  
D-91555 Feuchtwangen  
Germany  
www.stericlin.de

## PRODUKTFAKTA

**Material:** Medicinskt  
papper 70g/m<sup>2</sup>  
DIN EN 868-3

**Processindikator:** Klass 1  
enligt ISO 11140-4

**Tillverkningsland:** Tyskland

**Hållbarhetstid:** 4 år från  
tillverkningsdatum

**Förvaringsinstruktioner:**  
Förvaras på torr plats, ska  
skyddas från direkt solljus.  
Temp. 15-25°C  
Luftfuktighet 35-50% RH  
Ej i närheten av kemikalier  
eller rengöringsmedel.

**Förpackningar:**  
Inner fp: Varje test-  
förpackning är individuellt  
förpackad i ask. (se bild)

Tfp: Kartong av TFC  
material.

**Avfallshantering:** Sorteras  
som papper/kartong avfall.  
Var observant på  
eventuella avvikande  
lokala rutiner.

### Distributör:

AST Medical AB  
Backa Bergögata 5  
422 46 Hisings Backa  
Sweden  
www.astmedical.se