

SteriCLIN® Buntband av silikon



SteriCLIN® buntband av silikon är tillverkade i enlighet med de högsta kvalitetsstandarderna. De skyddar dina instrument och skapar tydlig ordning i dina instrumentbrickor. SteriCLIN® buntband möjliggör färgkodning av instrumentbrickor, transportkorgar etc. Buntbanden kan användas i alla vanliga rengörings-, desinfektions- och steriliseringsprocesser vid temperaturer upp till 230°C.

SteriCLIN® buntband finns i olika längder, färger och designer för att uppfylla olika önskemål. Alla varianter har låständer längs hela längden, samt två hål på låsplattan. Detta möjliggör flera olika monteringsalternativ. Låsplattan är räfflad för bättre grepp och enkel öppning.

Silikonmaterialet har en hög elasticitet för att förhindra skador på instrument vid buntning.

Användningsområde: Buntning, fixering, märkning.

Art nr	Färg	Form	Längd mm	IFP st	TFP st
3FSZB720244	Blå	rund	210	100	100
3FSZB720246	Gul	rund	210	100	100
3FSZB720248	Grön	rund	210	100	100
3FSZB720250	Klar/transparent	rund	210	100	100
3FSZB720252	Röd	rund	210	100	100
3FSZB720254	Svart	rund	210	100	100
3FSZB720256	Lila	rund	210	100	100

PRODUKTFAKTA

Material: Silikon

Färg: Flera

Tillverkningsland: Tyskland

Hållbarhetstid: 5 år från tillverkningsdatum

Förvaringsinstruktioner:
Förvaras på torr plats, ska skyddas från direkt solljus.

Förpackningar:
Inner fp: PE-plastpåse.

Tfp: Kartong av TFC material.

Avfallshantering: Sorteras som hushållsavfall.