

Clean Air suit Special

Personalkläder med muddar


Ingående delar/material

Tyg:	100% Soft SMS non-woven av polypropylen (PP) 35g/m ² SMS VaporCool™ hjälper till att reglera kroppstemperaturen. Antistatbehandlad.	Färg Blå
Mudd:	Nylon	Vit
Knappar:	Polypropylen (PP)	Vit
Skjorta:	Knäppning 2 st vita tryckknappar. 1 st bröstficka med 1 tryckknapp, 2 st sidofickor. Mudd på ärm och i midja. Bredd ca 4 cm.	
Byxa:	Dragsko i midja. 2st benfickor. Mudd i ben, nederkant. Bredd 6 cm.	

Förpackningar

Innerförpackning IFP
Avdelningsförpackning AFP
Transportförpackning TFP

Material

PE-påse
kartong
kartong

Avfallshantering*

mjukplast
kartong
kartong

Skjorta

*Mätt från axel till mudd.

Art.nr.	Längd* cm	St/IFP	St/AFP	St/TFP	MBA
9400	XS = 69	1	20 x 1 = 20	4 x 20 = 80	TFP
9405	S = 72	1	20 x 1 = 20	4 x 20 = 80	TFP
9410	M = 73	1	20 x 1 = 20	4 x 20 = 80	TFP
9415	L = 74	1	15 x 1 = 15	4 x 15 = 60	TFP
9420	XL = 80	1	15 x 1 = 15	4 x 15 = 60	TFP
9425	XXL = 80	1	15 x 1 = 15	4 x 15 = 60	TFP
9430	XXL = 83	1	15 x 1 = 15	4 x 15 = 60	TFP

Byxa

**Benlängd mätt från midja till mudd.

Art.nr.	Längd** cm	St/IFP	St/AFP	St/TFP	MBA
9450	XS = 96	1	20 x 1 = 20	4 x 20 = 80	TFP
9455	S = 97	1	20 x 1 = 20	4 x 20 = 80	TFP
9460	M = 103	1	20 x 1 = 20	4 x 20 = 80	TFP
9465	L = 113	1	15 x 1 = 15	4 x 15 = 60	TFP
9470	XL = 114	1	15 x 1 = 15	4 x 15 = 60	TFP
9475	XXL = 118	1	15 x 1 = 15	4 x 15 = 60	TFP
9480	XXXL = 121	1	15 x 1 = 15	4 x 15 = 60	TFP

MBA = minsta beställningsbara enhet

Indikation

Engångs, osterila arbetskläder avsedda för operationspersonal eller motsvarande i miljöer som ställer krav på renrumstillverkade plagg.

Egenskaper

Plaggen är tillverkade av mjukt textilliknande, dynamiskt, antistatbehandlat material som är mycket komfortabelt och följsamt. Plaggen absorberar svett utan att materialet känns fuktigt. VaporCool™ är ett SMS-material som innehåller ett Adaptive™- skikt. Adaptive™ är en temperaturreglerande polymer som följer omgivningens temperatur. Funktionen aktiveras när kroppstemperaturen förändras, känns sval när bäraren är varm och värmer när bäraren är kall. För att funktionen ska aktiveras måste plagget bäras i direkt kontakt med huden.

Skjortan har kort ärm för att korrekt hygien ska kunna iakttas.

Byxan har dragsko i midjan för optimal passform.

Plaggens storlek kan med fördel mixas för bästa anpassning till bäraren. Exempelvis kan storlek M användas i skjorta och stl L i byxa eller omvänt.

Bruksanvisning

Produkten är avsedd att användas av utbildad sjukvårdspersonal.

1. Öppna innerförpackningen.
2. Skjortan tas på genom att dra den över huvudet. För att underlätta påtagning kan knappen i halslinningen öppnas.
3. Byxan tas på på sedvanligt sätt. Dragskon i midjan dras åt för säker fixering.
4. Kassera efter användning i enlighet med instruktioner under avfallshantering.

Tillverkning

Tillverkning av produkten sker i renrum.

Produkterna uppfyller kraven enligt EN-13795-2:2019 Operationskläder och draperingsmaterial - Krav och testmetoder - Del 2: Specialarbetsdräkter

Lagring och hållbarhetstid

Förvaras på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla.

Produkten är hållbar 3 år från tillverkningsdatum.

	Denna produkt är avsedd för engångsbruk. Återanvändning kan innebära risk för bristande prestanda hos produkten
	CE-märkt enl. MDD 93/42/ECC klass I

SYMBOLER ENL. SS-EN ISO 15223-1:2021

	Förpackningsmaterial är delvis återvinningsbart
	Produkten innehåller inte naturlatex

Övrigt

Tillverkaren svarar själv eller genom annan ekonomisk aktör för anmälan av incidenter till berörd myndighet.

AST Medical AB är certifierad enligt



och ansluten till



Manufacturer:

Amaryllis Healthcare Pvt. Ltd.,
Plot No: 112, Bommasandra Jigani Link Road
Ind. Area Bandenallasandra Village, Jigani Hobli,
Anekal Taluk Bangalore -560105, Karnataka
India

AST Medical AB
Backa Bergögata 5
422 46 Hisings Backa
Sweden
www.astmedical.se

EC-REP:

Amstermed B.V.
Van der Burchstraat 28
2132 RN Hoofddorp
The Netherlands