

Stericlin® 510_01 Dammskyddspåse



- För förvaring av steriliserat gods
- Genomsiktig film
- Självförslutande med häftkant
- Engångsartikel

Användningsområde:

För förvaring av steriliserat gods. Skyddar steriliserade förpackningar vid förvaring och transport.

Art nr	Storlek	Inner fp st	Tfp fp st
3FSSV510102	20 x 30 cm	100	1000
3FSSV510106	25 x 40 cm	100	500
3FSSV510108	25 x 120 cm	100	500
3FSSV510110	30 x 50 cm	100	500
3FSSV510112	42 x 70 cm	100	500
3FSSV510114	60 x 50 cm	100	100
3FSSV510116	60 x 75 cm	100	100
3FSSV510118	70 x 100 cm	100	100

Manufacturer:

Vereinigte Papierwarenfabriken GmbH
Industriestrasse 6
D-91555 Feuchtwangen
Germany
www.stericlin.de

PRODUKTFAKTA

Material: PE-LD

Färg: Transparent

Tillverkningsland: Tyskland

Hållbarhetstid: 5 år från tillverkningsdatum

Förvaringsinstruktioner:
Förvaras i sluten kartong inomhus. Temp. 15-25°C
Luftfuktighet 35-50% RH

Förpackningar:

Inner fp: Påsar 100st i PE-film
Tfp: Kartong av TFC material.

Avfallshantering:

Ej förorenade påsar sorteras som Plast enligt AVV-nr 150102. Förorenade påsar kasseras enligt AVV 1150105 och 150106.

Distributor:

AST Medical AB
Backa Bergögata 5
422 46 Hisings Backa
Sweden
www.astmedical.se

Manufacturer:

Vereinigte Papierwarenfabriken GmbH
Industriestrasse 6
D-91555 Feuchtwangen
Germany
www.stericlin.de

Distributor:

AST Medical AB
Backa Bergögata 5
422 46 Hisings Backa
Sweden
www.astmedical.se