


Stericlin® 383_2 Packskyvke Double Wrap SMS



- För sterilisering i ånga, VH202 (plasma), etylenoxid och formaldehyd
- Mjukt och smidigt att vika
- Engångsartikel

Användningsområde:

Sterilt barriärsystem för medicintekniska material av engångs- och flergångskaraktär.

Sortiment:

Art nr	Storlek	Tfp fp st
3FDOP383208	75 x 75 cm	66
3FDOP383212	90 x 90 cm	54
3FDOP383214	100 x 100 cm	54
3FDOP383218	120 x 120 cm	54
3FDOP383226	140 x 140 cm	36

Manufacturer:

Vereinigte Papierwarenfabriken GmbH
Industriestrasse 6
D-91555 Feuchtwangen
Germany
www.stericlin.de

PRODUKTFAKTA

Material: Nonwoven PP
SMMMS 50g svetsat mot
SMMMS 50g.

Färg: 50g blå, 50g grön

CE-märkning: Klass I
MDR (EU) 2017/745

Reach: Produkten
innehåller inga ämnen som
tas upp i EU:s Reach
förordning eller dess ev.
tillägg

Tillverkningsland: Tyskland

Hållbarhetstid: 10 år från
tillverkningsdatum

Förvaringsinstruktioner:
Förvaras på torr plats, ska
skyddas från direkt solljus.
Temp. 15-25°C
Luftfuktighet 35-50% RH
Ej i närheten av kemikalier
eller rengöringsmedel.

Förpackningar:
Inner fp: Krympfilm
Tfp: Kartong av TFC
material.

Avfallshantering: Sterila
barriärsystem, som inte är
kontaminerade, kan
kasseras tillsammans med
hushållsavfall.

Distributor:

AST Medical AB
Backa Bergögata 5
422 46 Hisings Backa
Sweden
www.astmedical.se