

Elastisk binda Form Fix Extra



Ingående delar/material

Material: 100 % polyamid

Vikt

ca 24 g/m²

Färg

Vit

Längd

osträckt: ca 2,0 m

utsträckt: ca 4,2 m

Elasticitet: ca 180%

Sterilisering: Kan steriliseras i EO och ånga 121°C

Förpackningar

Avdelningsförpackning AFP

Transportförpackning TFP

Material

ask med lock

kartong

Avfallshantering*

kartong

kartong

*Använt innehåll sorteras som kontaminerat avfall enligt lokala rutiner.

Art.nr.	Storlek	St/AFP	St/TFP	MBA
3318121	4 cm x 4 m	20	30 x 20 = 600	TFP
3318122	6 cm x 4 m	20	28 x 20 = 560	TFP
3318123	8 cm x 4 m	20	24 x 20 = 480	TFP
3318124	10 cm x 4 m	20	20 x 20 = 400	TFP
3318125	12 cm x 4 m	20	16 x 20 = 320	TFP

MBA = minsta beställningsbara enhet

Indikation

Engångsbinda för fixering, stöd och avlastning

Bruksanvisning




Produkten är avsedd att användas av utbildad sjukvårdspersonal.

1. Öppna genom att lyfta avdelningsförpackningens lock och ta ur en binda.
2. Fixera med önskad teknik.



Lagring och hållbarhetstid

Förvaras på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla.

Produkten är hållbar 5 år från tillverkningsdatum.

	Medicinteknisk produkt
	CE-märkt enl. MDR (EU) 2017/745 klass I
	Använd inte produkten om förpackningen är skadad.

SYMBOLER ENL. SS-EN ISO 15223-1:2016

	Förpackningsmaterial är delvis återvinningsbart
	Produkten innehåller inte naturlatex

Övrigt

Tillverkaren svarar själv eller genom annan ekonomisk aktör för anmälan av incidenter till berörd myndighet.

AST Medical AB är certifierad enligt



och ansluten till



Manufacturer:

Shaoxing Yibon Medical Co., Ltd
Paojiang Industrial Zone
Shaoxing, Zhejiang
China

Importer:

AST Medical AB
Backa Bergögata 5
422 46 Hisings Backa
Sweden
www.astmedical.se

EC-REP:

Obelis S.A.
Bd. Général Wahis 53
1030 Brussels
Belgium