

## Elastisk binda Form Stretch



### Ingående delar/material

**Material:** 62% Bomull  
30% Polyamid  
8% Elastan

### Gramvikt total:

### Vikt

ca 80 g/m<sup>2</sup>

### Färg

vit

### Längd

osträckt: ca 2,1 m

utsträckt: ca 4,2 m

**Elasticitet:** ca 100%

**Sterilisering:** Kan steriliseras i EO och ånga 135°C

### Förpackningar

Avdelningsförpackning AFP

Transportförpackning TFP

### Material

ask med lock

kartong

### Avfallshantering\*

kartong

kartong

\*Använt innehåll sorteras som kontaminerat avfall enligt lokala rutiner.

Art.nr.	Storlek	St/AFP	St/TFP	MBA
3210030	4 cm x 4 m	10	40 x 10 = 400	TFP
3210031	6 cm x 4 m	10	32 x 10 = 320	TFP
3210032	8 cm x 4 m	10	24 x 10 = 240	TFP
3210033	10 cm x 4 m	10	20 x 10 = 200	TFP
3210034	12 cm x 4 m	10	16 x 10 = 160	TFP
3210035	15 cm x 4 m	10	12 x 10 = 120	TFP

MBA = minsta beställningsbara enhet

### Indikation

Flergångsbinda för fixering, stöd och avlastning

### Bruksanvisning

Produkten är avsedd att användas av utbildad sjukvårdspersonal.

1. Öppna genom att lyfta avdelningsförpackningens lock och ta ur en binda.
2. Fixera med önskad teknik.

### Tvättråd



### Lagring och hållbarhetstid

Förvaras på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla.

Produkten är hållbar 5 år från tillverkningsdatum.

	CE-märkt enl. MDR 2017/745 klass I
	Använd inte produkten om förpackningen är skadad.

SYMBOLER ENL. SS-EN ISO 15223-1:2016

	Förpackningsmaterial är delvis återvinningsbart
	Produkten innehåller inte naturlatex

### Övrigt

Tillverkaren svarar själv eller genom annan ekonomisk aktör för anmälan av incidenter till berörd myndighet.

AST Medical AB är certifierad enligt



och ansluten till



#### Manufacturer:

Shaoxing Yibon Medical Co., Ltd  
Paojiang Industrial Zone  
Shaoxing, Zhejiang  
China

#### Importer:

AST Medical AB  
Backa Bergögata 5  
422 46 Hisings Backa  
Sweden  
[www.astmedical.se](http://www.astmedical.se)

#### EC-REP:

Obelis S.A.  
Bd. Général Wahis 53  
1030 Brussels  
Belgium