

Häfta plast på rulle, 1m



Ingående delar/material

Material: 100 % polyetenfilm (PE)

Häftämne: copolymer styren + C5 pentadien

Rulle: Polykarbonat

Färg

Transparent

Produkten innehåller inte PVC eller latex.

Förpackningar

Avdelningsförpackning AFP

Transportförpackning TFP

Material

ask med lock

kartong

Avfallshantering*

kartong

kartong

*Använt innehåll sorteras som kontaminerat avfall enligt lokala rutiner.

Art.nr.	Storlek b x l	St/AFP	St/TFP	MBA
6018144	1,25 cm x 1 m	24	10 x 24 = 240	TFP
6018145	2,5 cm x 1 m	12	10 x 12 = 120	TFP
6018146	5,0 cm x 1 m	6	10 x 6 = 60	TFP

MBA = minsta beställningsbara enhet

Indikation

Fixering av elastiska bindor och förband.

Bruksanvisning

Produkten är avsedd att användas av utbildad sjukvårdspersonal.

1. Fixera häftan på torr yta.
2. Häftan kan klippas men även rivas både på bredden och längden vid behov.
3. Använd produkt kasseras enligt instruktionen under avfallshantering.

Lagring och hållbarhetstid





Förvaras på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla.

Temperaturintervall: -5°C till +30°C



Luftfuktighet max: 80%

(symboler för temperaturintervall och luftfuktighet finns på avdelnings- och transportförpackning.)

Produkten är hållbar 5 år från tillverkningsdatum.

	Temperaturgränser. Anger inom vilka temperaturgränser den medicintekniska produkten säkert kan exponeras.
	Luftfuktighet. Den tillåtna luftfuktigheten anges vid de horisontella linjerna.
	Denna produkt är avsedd för engångsbruk. Återanvändning kan innebära risk för bristande prestanda hos produkten
	CE-märkt enl. MDR 2017/745 klass I

SYMBOLER ENL. SS-EN ISO 15223-1:2016

	Förpackningsmaterial är delvis återvinningsbart
	Produkten innehåller inte naturlatex

Övrigt

Tillverkaren svarar själv eller genom annan ekonomisk aktör för anmälan av incidenter till berörd myndighet.

AST Medical AB är certifierad enligt



och ansluten till



Manufacturer:

Shaoxing Yibon Medical Co., Ltd
Paojiang Industrial Zone
Shaoxing, Zhejiang
China

Importer:

AST Medical AB
Backa Bergögata 5
422 46 Hisings Backa
Sweden
www.astmedical.se

EC-REP:

Obelis S.A.
Bd. Général Wahis 53
1030 Brussels
Belgium