

## PRODUKTFAKTA

### Stericlin® Highline Instrumenskyddstippar



Stericlin® Highline instrumenskyddstippar finns i olika varianter.

Skyddstipparna används under sterilisering eller transport för att skydda instrumentens spetsar och kanter. Skyddstipparna hjälper till att förhindra skador på det sterila barriärsystemet (t.ex. steriliseringspåsar) och undviker att personalen riskerar skärsår och stickskador.

För ökad patientsäkerhet har Stericlin® Highline instrumenttippor avsiktligt inte stansade hål, eftersom dessa inte enligt nuvarande teknik, kan produceras helt gradfria. Det är inte uteslutet att partiklar från hålen lossnar, speciellt när de används till föremål med skarpa kanter.

För att säkerställa ett bra flöde runt instrumenten, under skyddstipparna, och garantera att steriliseringen utförs korrekt är tipporna försedda med invändiga nubbar. (se bild) Detta gör att skyddstipparna sitter stadigt och är i full kontakt med instrumenten samtidigt som ånga kan passera. Tipporna är avsedda för användning vid ångsterilering.

**Material:** Plast

**Färg:** Flera, genomskinlig

**Tillverkningsland:** Tyskland

**Hållbarhetstid:** 4 år från tillverkningsdatum

**Förvaringsinstruktioner:**  
Förvaras torrt! Skyddas från värme och direkt solljus.

**Förpackningar:**  
Inner fp: PE-påse

Tfp: Kartong av TFC material.

**Avfallshantering:** Sorteras som plast enligt lokala rutiner.

Art nr	Beskrivning	Mått (mm)	Färg	TFP st
3FSZB730456	Rund	1,6 x 19	Vit	100
3FSZB730420	Rund	1,6 x 19	Klar	100
3FSZB730458	Rund	2 x 19	Blå	100
3FSZB730422	Rund	2 x 19	Klar	100
3FSZB730460	Rund	2,8 x 19	Grön	100
3FSZB730424	Rund	2,8 x 19	Klar	100
3FSZB730462	Rund	3,2 x 25,4	Röd	100
3FSZB730426	Rund	3,2 x 25,4	Klar	100
3FSZB730464	Rund	5 x 25	Gul	100
3FSZB730428	Rund	5 x 25	Klar	100
3FSZB730411	Rund	10 x 19	Violett	100
3FSZB730413	Rund	10 x 19	Klar	100
3FSZB730452	Platt	6,4 x 19	Klar	50
3FSZB730454	Platt	2 x 9 x 25	Klar	50
3FSZB730444	Platt	2 x 9 x 25	Orange	50
3FSZB730440	Platt	12,7 x 25	Klar	50
3FSZB730466	Platt	2 x 16 x 25	Klar	50
3FSZB730468	Platt	2 x 16 x 25	Brun	50
3FSZB730450	Platt	19 x 25,4	Klar	50
3FSZB730446	Platt	3 x 25 x 25	Klar	50
3FSZB730448	Platt	3 x 25 x 25	Svart	50
3FSZB730441	Platt	32 x 32	Klar	50
3FSZB730443	Platt	38 x 38	Klar	50
3FSZB730445	Platt	32 x 44,5	Klar	50
3FSZB730429	Tvådelad	1,6 x 19	Vit	50
3FSZB730431	Tvådelad	2 x 19	Blå	50
3FSZB730430	Tvådelad	2,8 x 19	Grön	50
3FSZB730432	Tvådelad	3,2 x 25	Röd	50
3FSZB730434	Tvådelad	5 x 25	Gul	50
3FSZB730435	Tvådelad	2 x 9 x 25	Orange	50
3FSZB730486	för sårhake	13 x 25	Magenta	50
3FSZB730488	för sårhake	13 x 25	Klar	50
3FSZB730490	för sårhake	13 x 32	Klar	50
3FSZB730470	Konformad	Ø: 2-3/längd: 38	Vit	70
3FSZB730472	Konformad	Ø: 3-4/längd: 38	Blå	70
3FSZB730474	Konformad	Ø: 4-5/längd: 38	Grön	70
3FSZB730476	Konformad	Ø: 5-6/längd: 38	Röd	70
3FSZB730477	Konformad	Ø: 6-7/längd: 38	Gul	70
3FSZB730478	Konformad	Ø: 7-8/längd: 38	Violet	70
3FSZB730480	Konformad	Ø: 2-3/längd: 51	Vit	70
3FSZB730482	Konformad	Ø: 3-4/längd: 51	Blå	70
3FSZB730483	Konformad	Ø: 4-5/längd: 51	Grön	70
3FSZB730484	Konformad	Ø: 5-6/längd: 51	Röd	70
3FSZB730485	Konformad	Ø: 6-7/längd: 51	Gul	70

**Manufacturer:**

Vereinigte Papierwarenfabriken GmbH  
 Industriestrasse 6  
 D-91555 Feuchtwangen  
 Germany  
[www.stericlein.de](http://www.stericlein.de)

**Distributor:**

AST Medical AB  
 Backa Bergögata 5  
 422 46 Hisings Backa  
 Sweden  
[www.astmedical.se](http://www.astmedical.se)