

SteriCLIN® Märkbricka


3FEDS843108




3FEDS843102



3FEDS843112



3FEDS843118



PRODUKTFAKTA

Material: Rostfritt stål
1.4310.

Färg: Metallfärgad

Tillverkningsland: Tyskland

Avfallshantering: Sorteras
som metallsrot

Användningsområde:

Bricka men clipfunktion för att bära märkningsetikett på galler och korgar.

Säkerställer spårbarhet genom att kommunicera identifiering och destination vid sterilisering.

Märkbrickorna kan användas i alla normala rengörings- desinfektions- och steriliseringsprocesser.

Art nr	Storlek	Inner fp st	Tfp fp st
3FEDS843108	55 x 30 mm	25	25
3FEDS843102	30 x 30 mm	25	25
3FEDS843112	65 x 24 mm	25	25
3FEDS843118	90 x 30 mm	25	25

För ytterligare modeller se websida: www.stericlin.de

Manufacturer:

Vereinigte Papierwarenfabriken GmbH
Industriestrasse 6
D-91555 Feuchtwangen
Germany
www.stericlin.de

Distributor:

AST Medical AB
Backa Bergögata 5
422 46 Hisings Backa
Sweden
www.astmedical.se