

## Mitella bomull



### Ingående delar/material

**Väv:** 100 % oblekt bomull

2 st säkerhetsnålar ingår i förpackningen.

**Storlek:** 90 x 90 x 140 cm

**Sterilisering:** Kan steriliseras i EO eller ånga vid 121 alternativt 134°C

### Förpackningar

Innerförpackning  
Avdelningsförpackning AFP  
Transportförpackning TFP

### Material

Zip-påse (PE)  
påse (PE)  
kartong

### Avfallshantering\*

mjukplast  
mjukplast  
kartong

\*Använt innehåll sorteras som kontaminerat avfall enligt lokala rutiner.

Art.nr.	St/IFP	St/AFP	St/TFP	MBA
3130001	1	12	30 x 12 = 360	TFP

MBA = minsta beställningsbara enhet



### Indikation

Immobilisering av arm vid skada samt vid nyckelbensfraktur eller annan ortopedisk skada på läkarordination.



### Lagring och hållbarhetstid

Förvaras på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla.

Produkten är hållbar 5 år från tillverkningsdatum.

	Denna produkt är avsedd för engångsbruk. Återanvändning kan innebära risk för bristande prestanda hos produkten
	CE-märkt enl. MDR (EU) 2017/745 klass I

SYMBOLER ENL. SS-EN ISO 15223-1:2016

	Förpackningsmaterial är delvis återvinningsbart
	Produkten innehåller inte naturlatex

### Övrigt

Tillverkaren svarar själv eller genom annan ekonomisk aktör för anmälan av incidenter till berörd myndighet.

AST Medical AB är certifierad enligt



och ansluten till



#### Manufacturer:

Shaoxing Yibon Medical Co., Ltd  
Paojiang Industrial Zone  
Shaoxing, Zhejiang  
China

#### Importer:

AST Medical AB  
Backa Bergögata 5  
422 46 Hisings Backa  
Sweden  
[www.astmedical.se](http://www.astmedical.se)

#### EC-REP:

Obelis S.A.  
Bd. Général Wahis 53  
1030 Brussels  
Belgium