

## PE-handske transparent



### Ingående delar/material

**Material:** LDPE, präglad

**Tjocklek:** 0,03mm

### Färg

Transparent

### Förpackningar

Avdelningsförpackning AFP

Transportförpackning TFP

### Material

påse (PE)

kartong

### Avfallshantering\*

mjukplast

kartong

\*Använt innehåll sorteras som kontaminerat avfall enligt lokala rutiner.

Art.nr.	Storlek	St/AFP	St/TFP	MBA
8320	S	100	100 x 50 = 5000	TFP
8330	M	100	100 x 50 = 5000	TFP
8340	L	100	100 x 50 = 5000	TFP

MBA = minsta beställningsbara enhet

### Indikation

Skyddshandskar i polyetenplast. Huvudsakliga användningsområden: livsmedelsindustri/mathantering, allmän sjukvård, till hud och ansiktsvård, spaanläggningar, elektronisk montering, laboratoriearbete, till förpackningsarbete, bensin och servicestationer, fastighetsskötsel, läkemedelstillverkning. Används även till allmänt hemmabruk.

### Bruksanvisning

Produkten är avsedd att användas där behov finns för att täcka hand.

1. Dra skyddet över hand. Ett handskydd används för varje hand.
2. Använd produkt kasseras enligt instruktionen under avfallshantering.







### Varning

Undvik kontakt med eld.



### Lagring och hållbarhetstid

Förvaras på torrt och svalt med god ventilation. Undvik kontakt med ljus och fukt.

Produkten är hållbar 5 år från tillverkningsdatum.

	Denna produkt är avsedd för engångsbruk. Återanvändning kan innebära risk för bristande prestanda hos produkten
	Märk enligt (EU) 2016/425 Denna produkt är klassad som en PPE Kategori I produkt i enlighet med ANNEX I i regelverket
	Utsätt inte för direkt solljus
	Förvaras torrt
	Godkänd för livsmedelshantering
	Temperaturgränser 50°C

SYMBOLER ENL. SS-EN ISO 15223-1:2016

	Förpackningsmaterial är delvis återvinningsbart
	Produkten innehåller inte naturlatex

### Övrigt

Tillverkaren svarar själv eller genom annan ekonomisk aktör för anmälan av incidenter till berörd myndighet.

AST Medical AB är certifierad enligt



och ansluten till



### Manufacturer:

Ningbo Transo-Medical Co., Ltd.  
Room 1608, No.18 Diamond Commercial plaza  
No.409 jiang'an Road, Jiangbei District  
Ningbo City, Zhejiang Province, P.R  
China

### Importer:

AST Medical AB  
Backa Bergö gata 5  
422 46 Hisings Backa  
Sweden  
[www.astmedical.se](http://www.astmedical.se)