

Pincett
osteril, vit



Ingående delar/material

Färg

Pincett: Polystyren, 128 mm

Vit

Autoklaverbar: Kan steriliseras i ånga

- vid 121°C i 15 minuter eller vid 134°C i 3 minuter enligt standard SS-EN -285,
- alternativ steriliseringstid validerad vid 121°C i 20 min och vid 134°C i 7 min.

Kan även steriliseras på lågtemperatur i Sterrad

Förpackningar

Avdelningsförpackning AFP
Transportförpackning TFP

Material

ask med lock
kartong

Avfallshantering*

kartong
kartong

*Använt innehåll sorteras som kontaminerat avfall enligt lokala rutiner.

Art.nr.	St/IFP	St/AFP	St/TFP	MBA
7110031	1	50 x 1 = 50	6 x 50 = 300	TFP

MBA = minsta beställningsbara enhet

Indikation

Pincett för att greppa medicinska förband.

Bruksanvisning



Produkten är avsedd att användas av utbildad sjukvårdspersonal.

1. Lyft på asken lock och plocka en pincett, de ligger lösa i asken.
2. Material kasseras efter användning i enlighet med instruktioner under avfallshantering.



Lagring och hållbarhetstid

Förvaras på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla.

Produkten är hållbar 5 år från tillverkningsdatum.

	Denna produkt är avsedd för engångsbruk. Återanvändning kan innebära risk för bristande prestanda hos produkten
	CE-märkt enl. MDD 93/42/ECC klass I

SYMBOLER ENL. SS-EN ISO 15223-1:2016

	Förpackningsmaterial är delvis återvinningsbart
	Produkten innehåller inte naturlatex

Övrigt

Tillverkaren svarar själv eller genom annan ekonomisk aktör för anmälan av incidenter till berörd myndighet.

AST Medical AB är certifierad enligt



och ansluten till



Manufacturer:

Shaoxing Yibon Medical Co., Ltd
Paojiang Industrial Zone
Shaoxing, Zhejiang
China

Importer:

AST Medical AB
Backa Bergögata 5
422 46 Hisings Backa
Sweden
www.astmedical.se

EC-REP:

Obelis S.A.
Bd. Général Wahis 53
1030 Brussels
Belgium