


Stericlin® Rengöringsborstar hålrum, engångs



PRODUKTFAKTA

Material: Metalltråd. Borst av Tynex (nylon).

Färg: Skaft (se nedan), vit borst.

Tillverkningsland: Tyskland

Förvaringsinstruktioner:
Förvaras torrt, undvik solljus.

Förpackningar:
Inner fp: 5st i påsar av PE-film
Tfp: Kartong av TFC material.

Användningsområde:

För mekanisk rengöring av instrument med hålrum/ihåliga innan sterilisering.

Art nr	Borst \varnothing x L mm	Längd mm	Skaft färg	Kan reprocessas	Inner fp st	Tfp fp st
3FRIN550178	3 x 20	600	Vit	Nej	5	5
3FRIN550180	4 x 20	600	Blå	Nej	5	5
3FRIN550182	5 x 50	600	Gul	Nej	5	5
3FRIN550184	7 x 50	600	Vit	Nej	5	5
3FRIN550186	10 x 50	600	Blå	Nej	5	5
3FRIN550188	15 x 50	600	Grön	Nej	5	5
3FRIN550144	3,5 x 60	265	Vit	Nej	5	5

Manufacturer:

Vereinigte Papierwarenfabriken GmbH
Industriestrasse 6
D-91555 Feuchtwangen
Germany
www.stericlin.de

Distributor:

AST Medical AB
Backa Bergögata 5
422 46 Hisings Backa
Sweden
www.astmedical.se