

Stericlin® Rengöringsborstar, flergångs



Användningsområde:

För mekanisk rengöring av instrument med hålrum/ihåliga innan sterilisering. Toppen på vissa borstar är försedd med en skyddshatt (cap) för att inte repa materialet som ska rengöras.

Övrig information: instruktion bifogas i fp. för resterilisering

PRODUKTFAKTA

Material: Rostfritt stål.
Borst av nylon.

Färg: metallskaft och vit borst.

CE-märkning: (EU) MDR
2017/745 klass 1

Tillverkningsland: Tyskland

Art nr	Borst Ø x L mm	Längd mm	Specifikation	Kan reprocessas	Inner fp st	Tfp fp st
3FRIN550154	0,6 x 10	450	Genomdragsborste	Rekommenderas ej	5	5
3FRIN550118	1,0 x 13	450		Ja	5	5
3FRIN550156	1,4 x 13	450		Ja	5	5
3FRIN550122	1,6 x 13	450		Ja	5	5
3FRIN550132	1,8 x 13	450		Ja	5	5
3FRIN550146	2,0 x 100	300		Ja	5	5
3FRIN550150	2,0 x 60	350		Ja	5	5
3FRIN550126	2,5 x 50	300		Ja	5	5
3FRIN550128	2,5 x 50	610		Ja	5	5
3FRIN550148	3,0 x 100	300		Ja	5	5
3FRIN550142	3,5 x 100	250		Ja	5	5
3FRIN550152	3,5 x 35	500		Ja	5	5
3FRIN550104	4,0 x 100	300	Cap	Ja	5	5
3FRIN550124	5,0 x 100	300	Cap	Ja	5	5
3FRIN550130	5,0 x 80	405	Cap	Ja	5	5
3FRIN550106	6,0 x 100	300	Cap	Ja	5	5
3FRIN550102	7,0 x 80	350	Cap	Ja	5	5
3FRIN550108	8,0 x 100	300	Cap	Ja	5	5
3FRIN550110	15 x 100	300	Cap	Ja	5	5
3FRIN550112	10 x 100	300	Cap	Ja	5	5
3FRIN550138	20 x 150	450	Cap	Ja	5	5
3FRIN550140	200 x 100	500	Cap	Ja	5	5
3FRIN550190	5,0 x 100	300	Cap	Ja	5	5
3FRIN550192	7,0 x 100	650	Cap	Ja	5	5
3FRIN550194	10 x 100	650	Cap	Ja	5	5
3FRIN550196	12 x 100	650	Cap	Ja	5	5
3FRIN550141	40 x 60	500	Cap	Ja	5	5

Manufacturer:

Vereinigte Papierwarenfabriken GmbH
Industriestrasse 6
D-91555 Feuchtwangen
Germany
www.stericlin.de

Distributor:

AST Medical AB
Backa Bergögata 5
422 46 Hisings Backa
Sweden
www.astmedical.se