

Stericlin® Rengöringsborstar, ytliga

Användningsområde: För mekanisk/manuell rengöring av instrument innan sterilisering.

Observera: art nr 3FRIN550136, 3FRIN550166, 3FRIN550168 är endast avsedda för rengöring av ytor, ej för instrument!
Dessa tre produkter är inte CE-märkta enligt MDR.

PRODUKTFAKTA







Material: se under specifikationer

Färg: se under specifikationer

CE-märkning: (EU) MDR 2017/745 klass 1








Tillverkningsland: Tyskland

Övrig information:
instruktion bifogas i fp. för reprocessing där det är tillämpligt.

Art nr	Borst L mm	Längd mm	Specifikation	Kan reprocessas	Inner fp st	Tfp fp st
3FRIN550116	25/35	175	Dubbelsidig/mjuk plastborst, plasthandtag 	Ja	5	5
3FRIN550120	25/35	175	Dubbelsidig/mediumhård plastborst, plasthandtag 	Ja	5	5
3FRIN550158	30/40	175	Dubbelsidig/extra hård plastborst, plasthandtag 	Ja	5	5
3FRIN550136 EJ MDR	40	178	Rostfri stålborst, plasthandtag 	Nej	5	5
3FRIN550166 EJ MDR	40	178	Mässingsborst, plasthandtag 	Nej	5	5
3FRIN550168 EJ MDR	40	178	Plastborst, plasthandtag 	Nej	5	5

Manufacturer:
Vereinigte Papierwarenfabriken GmbH
Industriestrasse 6
D-91555 Feuchtwangen
Germany
www.stericlin.de

Distributor:
AST Medical AB
Backa Bergögata 5
422 46 Hisings Backa
Sweden
www.astmedical.se

3FRIN550172	80 x 18 x 15	220	Hård plastborst, plasthandtag, grön 	Nej	10	10
3FRIN550174	80 x 18 x 15	220	Mjuk plastborst, plasthandtag, gul 	Nej	10	10
3FRIN550176	80 x 18 x 10	220	Extra hård plastborst, plasthandtag, blå 	Nej	10	10
3FRIN550134	30/45	165	Extra hård plastborst, plasthandtag, blå 	Ja	5	5
3FRIN550160	75	215	Extra hård plastborst, plasthandtag, blå 	Ja	5	5
3FRIN550162	75	215	Mjuk plastborst, plasthandtag, blå 	Ja	5	5
3FRIN550164	75	235	Extra hård plastborst, plasthandtag, blå 	Ja	5	5

Manufacturer:
 Vereinigte Papierwarenfabriken GmbH
 Industriestrasse 6
 D-91555 Feuchtwangen
 Germany
www.stericlin.de

Distributor:
 AST Medical AB
 Backa Bergögata 5
 422 46 Hisings Backa
 Sweden
www.astmedical.se