

Rengöringsservett

fuktad med 70% Isopropylalkohol

Ingående delar/material	CAS-nr	Färg
Tork: Viskos nonwoven 3 x 3 cm Utvikt mått: 3 x 6 cm		Vit, utan optiskt blekmedel
Fuktad med: 70% Isopropylalkohol 30% Destillerat vatten	67-63-0 7732-18-05	

Förpackningar	Material	Avfallshantering*
Innerförpackning IFP	papper/folie	förbränning
Avdelningsförpackning AFP	ask med lock	kartong
Transportförpackning TFP	kartong	kartong

*Använt innehåll sorteras som kontaminerat avfall enligt lokala rutiner.

Art.nr.	St/IFP	St/AFP	St/TFP	MBA
TM1605	1	200	50 x 200 = 10 000	TFP

MBA = minsta beställningsbara enhet

Indikation

För desinfektion av medicinskteknisk utrustning.

Bruksanvisning

Produkten är avsedd att användas av utbildad sjukvårdspersonal.

1. Öppna genom att lyfta avdelningsförpackningens lock och ta ur en papper/folie förpackning.
2. Riv av ett hörn på förpackningen och ta ut den fuktade torken.
3. Rengör och kassera tork och förpackning enligt instruktion.

Säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatablad finns för produkten och senaste version återfinns på AST:s hemsida.

Lagring och hållbarhetstid

Förvaras på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla.

Produkten är hållbar 5 år från tillverkningsdatum.

	Medicinteknisk produkt
	Denna produkt är avsedd för engångsbruk. Återanvändning kan innebära risk för bristande prestanda hos produkten
	CE-märkt enl. MDD 93/42/EEC klass IIa

SYMBOLER ENL. EN ISO 15223-1:2021

	Förpackningsmaterial är delvis återvinningsbart
---	---

Övrigt

Tillverkaren svarar själv eller genom annan ekonomisk aktör för anmälan av incidenter till berörd myndighet.

AST Medical AB är certifierad enligt



och ansluten till



Manufacturer:

Baoying County Fukang Medical Appliance Co., Ltd
Guangyang road, Huangcheng Town Industrial Area
Baoying County, 225800 Jiangsu
China



Importer:

AST Medical AB
Backa Bergögata 5
422 46 Hisings Backa
Sweden
www.astmedical.se

EC REP EC-REP:

SUNGO Europe B.V
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7
Capelle aan den IJssel
Netherlands