

Skoskydd
blå



Ingående delar/material

Material: CPE
Tjocklek: 0,035mm
Resår: Täckt av plast

Färg

blå

Förpackningar

Avdelningsförpackning AFP
Transportförpackning TFP

Material

påse (PE)
kartong

Avfallshantering*

mjukplast
kartong

*Använt innehåll sorteras som kontaminerat avfall enligt lokala rutiner.

Art.nr.	Stl	Längd x bredd cm	Vikt g	St/AFP	St/TFP	MBA
4618101	S	36 x 15	2,8	100	100 x 20 = 2000	TFP
4618102	M	41 x 15	3,2	100	100 x 20 = 2000	TFP
4618103	L	45 x 15	3,5	100	100 x 20 = 2000	TFP

MBA = minsta beställningsbara enhet

Indikation

För täckande av skor i syfte att skydda spridning av smitta och smuts.

Bruksanvisning




Produkten är avsedd att användas där behov finns för att täcka undre sidan av skor.

1. Trä på skyddet över skon, börja lämpligast över tån och avsluta bakom hälen.
2. Använd produkt kasseras enligt instruktionen under avfallshandling.



Lagring och hållbarhetstid

Förvaras på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla.

Produkten är hållbar 5 år från tillverkningsdatum.

	Medicinteknisk produkt
	CE-märkt enl. (EU) MDR 2017/745 klass I
	Denna produkt är avsedd för engångsbruk. Återanvändning kan innebära risk för bristande prestanda hos produkten

SYMBOLER ENL. SS-EN ISO 15223-1:2021

	Förpackningsmaterial är delvis återvinningsbart
	Produkten innehåller inte naturlatex

Övrigt

Tillverkaren svarar själv eller genom annan ekonomisk aktör för anmälan av incidenter till berörd myndighet.

AST Medical AB är certifierad enligt



och ansluten till



Manufacturer:

Shaoxing Yibon Medical Co., Ltd
Paojiang Industrial Zone
Shaoxing, Zhejiang
China

Importer:

AST Medical AB
Backa Bergögata 5
422 46 Hisings Backa
Sweden
www.astmedical.se

EC-REP:

Obelis S.A.
Bd. Général Wahis 53
1030 Brussels
Belgium