

Skyddsrock nonwoven
framknäppt med kardborreknäppning, vit



Ingående delar/material		Färg
Tyg:	100% polypropylen (PP) 40 g/m ²	Vit
Krage:	Skjortmodell	Vit
Mudd:	Nylon. Bredd 50 mm, elastisk	Vit
Knäppning:	Kardborreknäppning (5st)	Vit
Produkten innehåller inte PVC.		
Etikett:	Storlekmarkering visas på etikett i nacken 2 x 1,5 cm	

Förpackningar	Material	Avfallshantering*
Innerförpackning IFP	PE-påse	mjukplast
Transportförpackning TFP	kartong	kartong
Förlutningstejp	PE, transparent, PET	

*Använt innehåll sorteras som kontaminerat avfall enligt lokala rutiner.

Art.nr.	Stl.	Längd cm	2 x vidd cm	St/IFP	St/TFP	MBA
4055	L	126	146	5	5 x 5 = 25	TFP
4065	XL	140	156	5	5 x 5 = 25	TFP

MBA = minsta beställningsbara enhet

Beskrivning

Skyddsrock engångs, osteril rock av polypropylen-nonwoven material med muddar och krage.

Indikation

Avsedd som skydd mot minimal risk inom hälso- och sjukvårds miljö och andra lämpliga användningsområden.

Bruksanvisning

1. Öppna innerförpackningen.
2. Jackans framsida kan öppnas helt med hjälp av tryckknappar.
3. Jackan är avsedd att användas utanpå normal arbetsdräkt.
4. Kassera efter användning i enlighet med instruktioner under avfallshantering.




Varning:

- Endast för engångsbruk
- Får inte användas i närheten av eld
- Får inte användas av personal på operationssal eller andra inrättningar med liknande krav.



Lagring och hållbarhetstid

Förvaras på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla.

Produkten är hållbar 5 år från tillverkningsdatum.

	Medicinteknisk produkt
	CE-märkt enl. MDR (EU) 2017/745 klass I
	Denna produkt är avsedd för engångsbruk. Återanvändning kan innebära risk för bristande prestanda hos produkten

SYMBOLER ENL. SS-EN ISO 15223-1:2016

	Förpackningsmaterial är delvis återvinningsbart
	Produkten innehåller inte naturlatex

Övrigt

Tillverkaren svarar själv eller genom annan ekonomisk aktör för anmälan av incidenter till berörd myndighet. Tillverkning sker i Kina.

AST Medical AB är certifierad enligt



och ansluten till



Manufacturer:

Ningbo Transo-medical Co., Ltd
Room 1608, No.18 Diamond commercial plaza
No.409 Jiang'an Road, Jiangbei District
Ningbo 315021, China



Importer:

AST Medical AB
Backa Bergögata 5
422 46 Hisings Backa
Sweden
www.astmedical.se

EC REP EC-REP:

Caretechion GmbH
Niederrheinstr. 71
40474 Düsseldorf
Germany