

Skyddsrock Special nonwoven Mörkblå, knytband i rygg



Ingående delar/material	Vikt	Färg
Tyg: Nonwoven polypropylen (PP)	32 g/m ²	Mörkblå
Mudd: Nylon. Bredd 80 mm		Vit
Produkten innehåller inte PVC.		
Plagget saknar krage Knytband i rygg Knytband i nacke		

Förpackningar	Material	Avfallshantering*
Innerförpackning IFP	PE-påse	mjukplast
Transportförpackning TFP	kartong	kartong

*Använt innehåll sorteras som kontaminerat avfall enligt lokala rutiner.

Art.nr.	Längd cm	Bredd cm	St/IFP	St/TFP	MBA
5070	L = 125	150	5	5 x 5 = 25	TFP
5075	XL = 125	170	5	5 x 5 = 25	TFP

MBA = minsta beställningsbara enhet

Indikation

Engångs, osteril rock avsedd för personal som arbetar i situationer där risk för mindre stänk från vätskor kan förekomma.

Bruksanvisning




Produkten är avsedd att användas av utbildad sjukvårdspersonal.

1. Öppna innerförpackningen.
2. Rocken är avsedd att bäras utanpå ordinarie arbetsdräkt.
3. Rocken fixeras genom att knytas med band i rygg och nacke.
4. Kassera efter användning i enlighet med instruktioner under avfallshantering.



Lagring och hållbarhetstid

Förvaras på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla.

Produkten är hållbar 5 år från tillverkningsdatum.

	Medicinteknisk produkt
	CE-märkt enl. MDR (EU) 2017/745 klass I
	Denna produkt är avsedd för engångsbruk. Återanvändning kan innebära risk för bristande prestanda hos produkten

SYMBOLER ENL. SS-EN ISO 15223-1:2021

	Förpackningsmaterial är delvis återvinningsbart
	Produkten innehåller inte naturlatex

Övrigt

Tillverkaren svarar själv eller genom annan ekonomisk aktör för anmälan av incidenter till berörd myndighet. Tillverkning sker i Kina.

AST Medical AB är certifierad enligt



och ansluten till



Manufacturer:

Ningbo Transo-medical Co., Ltd
Room 1608, No.18 Diamond commercial plaza
No.409 Jiang'an Road, Jiangbei District
Ningbo 315021
China

Importer:

AST Medical AB
Backa Bergögata 5
422 46 Hisings Backa
Sweden
www.astmedical.se

EC-REP:

Caretechion GmbH
Niederrheinstr. 71
40474 Düsseldorf
Germany