


Sport tej bomull


Ingående delar/material
Vikt
Färg
Väv: 100 % bomull

90g/m²

vit

Häftämne: Zinkoxid

Förpackningar

Innerförpackning

Avdelningsförpackning AFP

Transportförpackning TFP

Material

rulle (PVC)

påse (PE)

kartong

Avfallshantering*

plast

mjukplast

kartong

*Använt innehåll sorteras som kontaminerat avfall enligt lokala rutiner.

Art.nr.	Storlek	St/IFP	St/AFP	St/TFP	MBA
3140001	3,75 cm x 10 m	1	6	40 x 6 = 240	TFP

MBA = minsta beställningsbara enhet

Indikation

Stabilisering av leder vid ligament- och ledbandsskador.

Egenskaper

Kan rivas eller klippas.

Lagring och hållbarhetstid

Förvaras på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla.

Produkten är hållbar 5 år från tillverkningsdatum.

	Medicinteknisk produkt
	CE-märkt enl. MDR (EU) 2017/745 klass I
	Denna produkt är avsedd för engångsbruk. Återanvändning kan innebära risk för bristande prestanda hos produkten

SYMBOLER ENL. SS-EN ISO 15223-1:2016

	Förpackningsmaterial är delvis återvinningsbart
	Produkten innehåller inte naturlatex

Övrigt

Tillverkaren svarar själv eller genom annan ekonomisk aktör för anmälan av incidenter till berörd myndighet.

AST Medical AB är certifierad enligt



och ansluten till

**Manufacturer:**

Shaoxing Yibon Medical Co., Ltd
Paojiang Industrial Zone
Shaoxing, Zhejiang
China

Importer:

AST Medical AB
Backa Bergögata 5
422 46 Hisings Backa
Sweden
www.astmedical.se

EC-REP:

Obelis S.A.
Bd. Général Wahis 53
1030 Brussels
Belgium