

Uppdaterat 2022-11-03

## SteriCLIN® TYO-3/PE62-4 Steriliseringspåse



- För sterilisering i VH202 (plasma), etylenoxid, formaldehyd och strålning (gamma)
- Genomsiktig film
- Tydligt märkt öppningsriktning
- Tumgrepp
- Märkt med Lot nr.
- Engångsartikel
- Förslutnings temp. svets: 115-135°C

### Användningsområde

Sterilt barriärsystem för medicintekniska material av engångs- och flergångskaraktär.

### Processindikatorernas färgskiftning

VH202 (plasma):	Violett till rosa
EO:	Ljusgrön till gul

**Sortiment:** se nästa sida

### Manufacturer:

Vereinigte Papierwarenfabriken GmbH  
Industriestrasse 6  
D-91555 Feuchtwangen  
Germany  
www.stericlin.com

## PRODUKTFAKTA

**Material:** Tyvek® 1073B  
75g/m<sup>2</sup>, PET-O/PE film

**Färg:** Vitt Tyvek/Blåtonad,  
genomsiktig film

**CE-märkning:** Klass I  
MDR (EU) 2017/745

**Reach:** Produkten  
innehåller inga ämnen som  
tas upp i EU:s Reach  
förordning eller dess ev.  
tillägg

**Tillverkningsland:** Tyskland

**Hållbarhetstid:** 5 år från  
tillverkningsdatum

**Förvaringsinstruktioner:**  
Förvaras på torr plats, ska  
skyddas från direkt solljus.  
Temp. 15-30°C  
Luftfuktighet 35-50% RH  
Ej i närheten av kemikalier  
eller rengöringsmedel.

**Förpackningar:**  
Inner fp: Påsar 100st i PE-  
film  
Tfp: Kartong av TFC  
material.

**Avfallshantering:** Sterila  
barriärsystem, som inte är  
kontaminerade, kan  
kasseras tillsammans med  
hushållsavfall.

**Övrigt:** se bruksanvisning

### Distributor:

AST Medical AB  
Backa Bergögata 5  
422 46 Hisings Backa  
Sweden  
www.astmedical.se

## Påsar utan bälg

Art nr	Storlek cm	IFP st	TFP st
3FKFB250105	7,5 x 20	100	100 x 10 = 1000
3FKFB250110	10 x 27	100	100 x 5 = 500
3FKFB210115	15 x 30	100	100 x 5 = 500
3FKFB210120	20 x 40	100	100 x 5 = 500
3FKFB210125	25 x 48	100	100 x 5 = 500

## Påsar utan bälg, på rulle

Art nr	Bredd	Längd	IFP st	TFP st
3FKFS250204	7,5 cm	100 m	1	1 x 2 = 2
3FKFS250206	10 cm	100 m	1	1 x 2 = 2
3FKFS250210	15 cm	100 m	1	1 x 1 = 1
3FKFS250212	20 cm	100 m	1	1 x 1 = 1
3FKFS250214	25 cm	100 m	1	1 x 1 = 1
3FKFS250216	30 cm	100 m	1	1 x 1 = 1
3FKFS250218	38 cm	100 m	1	1 x 1 = 1
3FKFS250222	50 cm	100 m	1	1 x 1 = 1

### Manufacturer:

Vereinigte Papierwarenfabriken GmbH  
Industriestrasse 6  
D-91555 Feuchtwangen  
Germany  
[www.stericlin.com](http://www.stericlin.com)

### Distributor:

AST Medical AB  
Backa Bergögata 5  
422 46 Hisings Backa  
Sweden  
[www.astmedical.se](http://www.astmedical.se)