

TPE-handske Transparent/Blå



Ingående delar/material

Material: LDPE, präglad

Tjocklek: 0,03mm

Färg

Transparent/Blå

Förpackningar

Avdelningsförpackning AFP

Transportförpackning TFP

Material

påse (PE)

kartong

Avfallshantering*

mjukplast

kartong

*Använt innehåll sorteras som kontaminerat avfall enligt lokala rutiner.

Art.nr.	Storlek mm/Vikt (g)	Färg	St/AFP	St/TFP	MBA
8350	S=270x207,6 / 1,9	Transparent	100	100 x 50 = 5000	TFP
8360	M=280x214,4 / 2,0	Transparent	100	100 x 50 = 5000	TFP
8370	L=280x230,2 / 2,1	Transparent	100	100 x 50 = 5000	TFP
8380	XL=290x247,2 / 2,2	Transparent	100	100 x 50 = 5000	TFP
8390	XXL=290x261,1 / 2,3	Transparent	100	100 x 50 = 5000	TFP
8355	S=270x207,6 / 1,9	Blå	100	100 x 50 = 5000	TFP
8365	M=280x214,4 / 2,0	Blå	100	100 x 50 = 5000	TFP
8375	L=280x230,2 / 2,1	Blå	100	100 x 50 = 5000	TFP
8385	XL=290x247,2 / 2,2	Blå	100	100 x 50 = 5000	TFP
8395	XXL=290x261,1 / 2,3	Blå	100	100 x 50 = 5000	TFP

MBA = minsta beställningsbara enhet

Indikation

Skyddshandskar i polyetenplast. Huvudsakliga användningsområden: livsmedelsindustri/mathantering, allmän sjukvård, till hud och ansiktsvård, spaanläggningar, elektronisk montering, laboratoriearbete, till förpackningsarbete, bensin och servicestationer, fastighetsskötsel, läkemedelstillverkning. Används även till allmänt hemmabruk.

Bruksanvisning

Produkten är avsedd att användas där behov finns för att täcka hand.

1. Dra skyddet över hand. Ett handskydd används för varje hand.
2. Använd produkt kasseras enligt instruktionen under avfallshantering.







Varning

Undvik kontakt med eld.



Lagring och hållbarhetstid

Förvaras på torrt och svalt med god ventilation. Undvik kontakt med ljus och fukt.

Produkten är hållbar 5 år från tillverkningsdatum.

	Denna produkt är avsedd för engångsbruk. Återanvändning kan innebära risk för bristande prestanda hos produkten
	Märk enligt (EU) 2016/425 Denna produkt är klassad som en PPE Kategori I produkt i enlighet med ANNEX I i regelverket
	Utsätt inte för direkt solljus
	Förvaras torrt
	Godkänd för livsmedelshantering
	Temperaturgränser

SYMBOLER ENL. SS-EN ISO 15223-1:2016

	Förpackningsmaterial är delvis återvinningsbart
	Produkten innehåller inte naturlatex

Övrigt

Tillverkaren svarar själv eller genom annan ekonomisk aktör för anmälan av incidenter till berörd myndighet.

AST Medical AB är certifierad enligt



och ansluten till  **FTI** FÖRPACKNINGS & TIDNINGSSAMFUNGET

Manufacturer:

Ningbo Transo-Medical Co., Ltd.
Room 1608, No.18 Diamond Commercial plaza
No.409 jiang'an Road, Jiangbei District
Ningbo City, Zhejiang Province, P.R
China

Importer:

AST Medical AB
Backa Bergö gata 5
422 46 Hisings Backa
Sweden
www.astmedical.se