

SteriCLIN® Tejp för sterilisering i ånga



- För sterilisering i ångautoklav
- Latexfri
- Märkt med batch nr.

Användningsområde:

För fixering av förpackningsmaterial att sterilisera i ångautoklav.

Processindikatorernas färgskiftning:

Ljusgrönt till mörkbrun/svart

Vid exponering i mättad ånga 10 min 121°C och 2 min 134°C

Art nr	Storlek	Inner fp st	Tfp fp st
3FKLB410102	19 mm / 50 m	1	48
3FKLB410104	25 mm / 50 m	1	36

Manufacturer:

Vereinigte Papierwarenfabriken GmbH
Industriestrasse 6
D-91555 Feuchtwangen
Germany
www.stericlin.de

Distributor:

AST Medical AB
Backa Bergögata 5
422 46 Hisings Backa
Sweden
www.astmedical.se

PRODUKTFAKTA

Material: Papperstejp med adhesiv på ena sidan.

Färg: Beige

Processindikator: Klass 1 enligt ISO 11140-1

Tillverkningsland: Tyskland

Hållbarhetstid: 2 år från tillverkningsdatum

Förvaringsinstruktioner:
Förvaras på torr plats, ska skyddas från direkt solljus.

Förpackningar:
Inner fp: Varje rulle är individuellt packad i film.

Tfp: Kartong av TFC material.

Avfallshantering: Sorteras som kontaminerat avfall.