


Värmejacka non-woven, kort ärm  
Personalkläder med muddar



**Ingående delar/material**

<b>Tyg:</b>	100% SS, spunbond non-woven av polypropylen (PP) 40 g/m <sup>2</sup>	<b>Färg</b>	Mörkblå
<b>Krage:</b>	Terylen. Bredd 40 mm		Vit
<b>Mudd:</b>	Terylen. Bredd 80 mm		Vit
<b>Knappar:</b>	Polypropylen (PP)		Vit

Produkten innehåller inte PVC.

Knäppning 5 st vita tryckknappar framtill  
2 st fickor  
Storlekmarkering visas på etikett i nacken

**Förpackningar**

Innerförpackning IFP  
Transportförpackning TFP

**Material**

PE-påse  
kartong

**Avfallshantering\***

mjukplast  
kartong

\*Använt innehåll sorteras som kontaminerat avfall enligt lokala rutiner.

Art.nr.	Stl.	Längd bak cm	Bröstvidd cm (Ø)	Ärmlängd cm*	St/IFP	St/TFP	MBA
4500	S	68	55 (110)	28	5	5 x 5 = 25	TFP
4510	M	73	60 (120)	30	5	5 x 5 = 25	TFP
4520	L	78	65 (130)	32	5	5 x 5 = 25	TFP
4530	XL	83	70 (140)	34	5	5 x 5 = 25	TFP
4540	XXL	88	75 (150)	36	5	5 x 5 = 25	TFP

\*Mätt från axel till mudd.

MBA = minsta beställningsbara enhet

### Indikation

Engångs, osteril jacka avsedd som extraplagg utanpå den "normala" arbetsdräkten. För sjukvårdspersonal då de befinner sig i kyliga miljöer alternativt när de behöver extra värmande klädesplagg.

### Bruksanvisning



Produkten är avsedd att användas av utbildad sjukvårdspersonal.

1. Öppna innerförpackningen.
2. Jackans framsida kan öppnas helt med hjälp av tryckknappar.
3. Jackan är avsedd att användas utanpå normal arbetsdräkt.
4. Kassera efter användning i enlighet med instruktioner under avfallshantering.



### Lagring och hållbarhetstid

Förvaras på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla.

Produkten är hållbar 5 år från tillverkningsdatum.

	Denna produkt är avsedd för engångsbruk. Återanvändning kan innebära risk för bristande prestanda hos produkten
	Märkt enligt (EU) MDR 2017/745 klass I

SYMBOLER ENL. SS-EN ISO 15223-1:2016

	Förpackningsmaterial är delvis återvinningsbart
	Produkten innehåller inte naturlatex

### Övrigt

Tillverkaren svarar själv eller genom annan ekonomisk aktör för anmälan av incidenter till berörd myndighet. Tillverkning sker i Kina.

AST Medical AB är certifierad enligt



och ansluten till



#### Manufacturer:

Ningbo Transo-Medical Co., Ltd.  
Room 1608, No.18 Diamond Commercial plaza  
No.409 jiang'an Road, Jiangbei District  
Ningbo City, Zhejiang Province, P.R  
China

#### Importer:

AST Medical AB  
Backa Bergögata 5  
422 46 Hisings Backa  
Sweden  
[www.astmedical.se](http://www.astmedical.se)