

Värmejacka non-woven, lång ärm
Personalkläder med muddar



Ingående delar/material

		Färg
Tyg:	100% SS, spunbond non-woven av polypropylen (PP) 40 g/m ²	Mörkblå
Krage:	Terylen. Bredd 40 mm	Vit
Mudd:	Terylen. Bredd 80 mm	Vit
Knappar:	Polypropylen (PP)	Vit

Produkten innehåller inte PVC.

Knäppning 5 st vita tryckknappar framtill
2 st fickor
Storlekmarkering visas på etikett i nacken

Förpackningar

Innerförpackning IFP
Transportförpackning TFP

Material

PE-påse
kartong

Avfallshantering*

mjukplast
kartong

*Använt innehåll sorteras som kontaminerat avfall enligt lokala rutiner.

Art.nr.	Stl.	Längd bak cm	Bröstvidd cm (Ø)	Ärmlängd cm*	St/IFP	St/TFP	MBA
4400	S	68	55 (110)	65	5	5 x 5 = 25	TFP
4410	M	73	60 (120)	67,5	5	5 x 5 = 25	TFP
4420	L	78	65 (130)	70	5	5 x 5 = 25	TFP
4430	XL	83	70 (140)	72,5	5	5 x 5 = 25	TFP
4440	XXL	88	75 (150)	75	5	5 x 5 = 25	TFP

*Mätt från axel till mudd.

MBA = minsta beställningsbara enhet

Indikation

Engångs, osteril jacka avsedd som extraplagg utanpå den "normala" arbetsdräkten. För sjukvårdspersonal då de befinner sig i kyliga miljöer alternativt när de behöver extra värmande klädesplagg.

Bruksanvisning



Produkten är avsedd att användas av utbildad sjukvårdspersonal.

1. Öppna innerförpackningen.
2. Jackans framsida kan öppnas helt med hjälp av tryckknappar.
3. Jackan är avsedd att användas utanpå normal arbetsdräkt.
4. Kassera efter användning i enlighet med instruktioner under avfallshantering.



Lagring och hållbarhetstid

Förvaras på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla.

Produkten är hållbar 5 år från tillverkningsdatum.

	Denna produkt är avsedd för engångsbruk. Återanvändning kan innebära risk för bristande prestanda hos produkten
	Märkt enligt (EU) MDR 2017/745 klass I

SYMBOLER ENL. SS-EN ISO 15223-1:2016

	Förpackningsmaterial är delvis återvinningsbart
	Produkten innehåller inte naturlatex

Övrigt

Tillverkaren svarar själv eller genom annan ekonomisk aktör för anmälan av incidenter till berörd myndighet.

Tillverkning sker i Kina.

AST Medical AB är certifierad enligt



och ansluten till



Manufacturer:

Ningbo Transo-Medical Co., Ltd.
Room 1608, No.18 Diamond Commercial plaza
No.409 jiang'an Road, Jiangbei District
Ningbo City, Zhejiang Province, P.R
China

Importer:

AST Medical AB
Backa Bergögata 5
422 46 Hisings Backa
Sweden
www.astmedical.se