


## Stericlin® 310 Packskynke Crepe



Stericlin® crepe är det mest ekonomiska omslagsmaterialet och är tillverkat av 100 % cellulosabaserat medicinskt papper. Detta omslagsmaterial är särskilt lämpligt för förpackning av lättare instrument och kit. Materialet uppfyller kraven i DIN EN ISO 11607 och DIN EN 868-2.

För dubbelförpackningar kan det kombineras med SMS, non-woven och crepeförpackningar – oavsett färg och format. Se förpackningsmetoderna som beskrivs i DIN 58953, del 7.

Vi rekommenderar att du skapar en dubbelförpackning genom två på varandra följande förpackningsoperationer. Bara på det sättet får du effektiv dubbelförpackning, vilket möjliggör en minskning av bakterieantalet under upppackning, vilket säkerställer en aseptisk presentation.

### Användningsområde:

Sterilt barriärsystem för medicintekniska material av engång- och flergångskaraktär.

### Manufacturer:

Vereinigte Papierwarenfabriken GmbH  
Industriestrasse 6  
D-91555 Feuchtwangen  
Germany  
[www.stericlin.de](http://www.stericlin.de)

## PRODUKTFAKTA

**Material:** 100 %  
cellulosabaserat  
medicinskt papper

**Färg:** 58g vit/grön

**CE-märkning:** Klass I  
MDR (EU) 2017/745

**Reach:** Produkten  
innehåller inga ämnen som  
tas upp i EU:s Reach  
förordning eller dess ev.  
tillägg

**Tillverkningsland:** Tyskland

**Hållbarhetstid:** 10 år från  
tillverkningsdatum

### Förvaringsinstruktioner:

Förvaras på torr plats, ska  
skyddas från direkt solljus.  
Temp. 15-25°C  
Luftfuktighet 35-50% RH  
Ej i närheten av kemikalier  
eller rengöringsmedel.

### Förpackningar:

Inner fp: Krympfilm  
Tfp: Kartong av TFC  
material.

**Avfallshantering:** Sterila  
barriärsystem, som inte är  
kontaminerade, kan  
kasseras tillsammans med  
hushållsavfall.

### Distributor:

AST Medical AB  
Backa Bergögata 5  
422 46 Hisings Backa  
Sweden  
[www.astmedical.se](http://www.astmedical.se)

**Sortiment:**

Art nr	Storlek	Färg	Tfp fp st
3FPAP310102	40 x 40 cm	vit	1500
3FPAP310102	50 x 50 cm	vit	750
3FPAP310106	60 x 60 cm	vit	702
3FPAP310108	75 x 75 cm	vit	348
3FPAP310110	80 x 80 cm	vit	252
3FPAP310112	90 x 90 cm	vit	252
3FPAP310114	100 x 100 cm	vit	252
3FPAP310118	120 x 120 cm	vit	126
3FPAP310507	140 x 140 cm	vit	126
3FPAP310202	40 x 40 cm	grön	1440
3FPAP310202	50 x 50 cm	grön	750
3FPAP310206	60 x 60 cm	grön	702
3FPAP310208	75 x 75 cm	grön	348
3FPAP310210	80 x 80 cm	grön	252
3FPAP310212	90 x 90 cm	grön	252
3FPAP310214	100 x 100 cm	grön	252
3FPAP310218	120 x 120 cm	grön	126
3FPAP310601	140 x 140 cm	grön	126
3FPAP310609	140 x 160 cm	grön	102

**Manufacturer:**

Vereinigte Papierwarenfabriken GmbH  
Industriestrasse 6  
D-91555 Feuchtwangen  
Germany  
[www.stericlin.de](http://www.stericlin.de)

**Distributor:**

AST Medical AB  
Backa Bergögata 5  
422 46 Hisings Backa  
Sweden  
[www.astmedical.se](http://www.astmedical.se)