


Stericlin® ITL 381 Packskyvke varvat SMS 43g



Stericlin® packskyvke av non-woven polypropen (SMS) är extremt rivbeständigt, robust och draperbart non-woven, tillverkat av rena syntetfibrer, som är lämpliga för alla typer av packskyvke.

De är användbara för ång- och lågtemperatursterilisering. Enligt STERRAD®-Info från tillverkaren Johnson & Johnson är stericlins® varvade packskyvke av SMS/SMS också validerat för STERRAD®-system Advanced Sterilization Products (ASP).

Stericlin® varvade packskyvke levereras fabriktillverkat med blå och gröna ark av non-woven polypropen växelvis staplade. Därmed är det inte nödvändigt att sätta ihop arken från två olika lådor.

Användningsområde:

Sterilt barriärsystem för medicintekniska material av engång- och flergångskaraktär.

Art nr	Storlek	Tfp fp st
3FITL381106	60 x 60 cm	360
3FITL381108	75 x 75 cm	180
3FITL381114	100 x 100 cm	180
3FITL381118	120 x 120 cm	102
3FITL381126	140 x 140 cm	102

Manufacturer:

Vereinigte Papierwarenfabriken GmbH
Industriestrasse 6
D-91555 Feuchtwangen
Germany
www.stericlin.de

PRODUKTFAKTA

Material: Nonwoven PP
SMMMS 43g

Färg: 43g blå, 43g grön

CE-märkning: Klass I
MDR (EU) 2017/745

Reach: Produkten innehåller inga ämnen som tas upp i EU:s Reach förordning eller dess ev. tillägg

Tillverkningsland: Tyskland

Hållbarhetstid: 10 år från tillverkningsdatum

Förvaringsinstruktioner:

Förvaras på torr plats, ska skyddas från direkt solljus.
Temp. 15-25°C
Luftfuktighet 35-50% RH
Ej i närheten av kemikalier eller rengöringsmedel.

Förpackningar:

Inner fp: Krympfilm
Tfp: Kartong av TFC material.

Avfallshantering: Sterila barriärsystem, som inte är kontaminerade, kan kasseras tillsammans med hushållsavfall.

Distributor:

AST Medical AB
Backa Bergögata 5
422 46 Hisings Backa
Sweden
www.astmedical.se